

inLab Profire Sinterofen

Vorgehensweise zur Installation der Software Version R02H:

Hinweis:

Das Update R02G ist für alle Ofen-Varianten der inLab Profire Serie gleichermaßen geeignet. Vor der Installation des Updates empfehlen wir die Sicherung der Ofendaten auf einem USB-Stick. Folgen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung/ Kapitel 5.6 "Datenübertragung per USB-Stick" und wählen Sie die Option „Daten sichern“.



Sie haben auf der Internetseite <https://www.dentsplysirona.com/inlab-downloads> das Software Update R02H für den inLab Profire Sinterofen heruntergeladen.

Das Update hält folgendes bereit:

- Allgemeine Fehlerbeseitigungen (Bugfixes)
- Verbesserungen im Bereich der Steuerung und der Benutzeroberfläche

Das Update erfolgt in zwei Schritten:

1. Installation der neuen Software für die Benutzeroberfläche
2. Installation der neuen Software für die Steuerplatine

Die Installation läuft automatisch ab, sobald der Update-Prozess gestartet wurde.

Hinweis:

Da ein umfangreiches Softwarepaket installiert wird, beträgt die Updatezeit ca. 2,5 Stunden. Das Display friert während des Update-Prozesses ein und zeigt daher keinen Update Fortschritt an. **Bitte brechen Sie das Update vor Ablauf der 2,5 Stunden nicht manuell ab.**

Für die Installation der Software gehen Sie bitte wie folgt vor:

Kopieren Sie die im Ordner „LAB-software-download-inLab-profired-R02H.zip“ enthaltenen Dateien **Build.zip** und **GS1_R02H.zip** auf die oberste Verzeichnisebene eines USB-Sticks.

Hinweis:

Bitte achten Sie darauf, dass der USB-Stick (mind. USB 2.0) im Format FAT32 formatiert ist, sich keine weiteren Dateien auf dem USB-Stick befinden und der Stick nicht passwort-geschützt ist.

Folgen Sie den Angaben der Bedienungsanleitung/Kapitel 5.6 "Datenübertragung per USB-Stick" und wählen Sie die Option "Firmware Aktualisierung".

Nach Abschluss der Installation erscheint eine Meldung, dass das Update erfolgreich installiert wurde. Der inLab Profire muss anschließend über den Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes neu gestartet werden. Bitte entfernen Sie dazu den USB-Stick und warten Sie ca. 60 Sekunden mit dem erneuten Einschalten des Ofens, bis die grüne LED auf dem Frontpanel nicht mehr leuchtet.

Bitte überprüfen Sie die Software Versionsnummer in den Einstellungen des Ofens. Tippen Sie hierzu im Hauptmenü auf das Auswahlfeld „Einstellungen“ und dann auf „Gerätedaten“. Bei „Software Version“ sollte „R02H/R02E.1“ angezeigt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Dentsply Sirona Customer Service.

Stand: Oktober 2020