

 SureSmile[®]

Un pequeño dispositivo
con un gran impacto



SureSmile[®] VPro[™]

Dispositivo de vibración
de alta frecuencia

Consigue tu mejor sonrisa con los alineadores SureSmile® y el dispositivo SureSmile® VPro™

1

Habla con tu dentista para empezar tu tratamiento de ortodoncia con los alineadores SureSmile®

2

Usa el dispositivo SureSmile® VPro™ cinco minutos al día

3

Sonríe con ganas y sonríe a menudo

Descarga la aplicación de SureSmile® VPro™

Empareja la aplicación de SureSmile® VPro™ con el dispositivo SureSmile® VPro™ para:

- Realizar un seguimiento del uso diario de SureSmile® VPro™.
- Recibir recordatorios de uso del dispositivo cada día y de cambio de alineador (según la prescripción de tu dentista).
- Controlar el nivel de batería de SureSmile® VPro™.
- Compartir fotos de los resultados y el progreso.



Descárgala en
App Store



Consíguela en
Google Play

Pide información a tu dentista
sobre los alineadores
SureSmile[®] y
SureSmile[®] VPro[™]



Obtén más información en
SureSmile.com

 SureSmile[®]



SureSmile® VPro™ te ayuda a mejorar tu experiencia con los alineadores SureSmile®

SureSmile® VPro™ genera vibraciones suaves que ayudan a que tus alineadores se ajusten correctamente*.

Si se usa con los alineadores cinco minutos al día, el dispositivo SureSmile® VPro™:

- **Puede reducir las molestias^{1,2}**
- **Puede reducir el número de visitas¹**
- **Puede mejorar el asentamiento de los alineadores y la predictibilidad de los movimientos^{1,3}**

Destinado al uso por parte de un paciente durante el tratamiento de ortodoncia con alineadores. Véanse las instrucciones de uso para obtener información completa sobre la prescripción.

*Frente a no usar el dispositivo.

Referencias: **1.** Alansari S, Atique MI, Gomez JP, et al. The effects of brief daily vibration on clear aligner orthodontic treatment. J World Fed Ortho. 2018. <https://doi.org/10.1016/j.ejwf.2018.10.002>. **2.** Shipley T. Effects of high frequency acceleration device on aligner treatment-A Pilot Study. Dent J. 2018;6(3):32. **3.** Alikhani M, Alansari S, Hamidaddin MA, Sangsuwon C, Alyami B, et al. Vibration paradox in orthodontics: anabolic and catabolic effects. PLOS ONE. 2018;13(5):e01965.

Resultados por los que vale la pena sonreír

EJEMPLOS DE CASOS



Tiempo de tratamiento estimado: 19 meses*

Tiempo de tratamiento real: 9 meses



Tiempo de tratamiento estimado: 19 meses*

Tiempo de tratamiento real: 6 meses



Tiempo de tratamiento estimado: 12 meses*

Tiempo de tratamiento real: 5 meses

Los resultados pueden variar entre pacientes. Ejemplos de casos facilitados por Dr. David Boschken, Dr. Bill Dischinger y Dr. David Boschken, respectivamente. Los dentistas residen en EE. UU. y pueden haber sido compensados por su participación.

*Tiempos de tratamiento estimados proporcionados por el dentista encargado del tratamiento teniendo en cuenta que los alineadores se cambian cada 2 semanas. Es posible que los casos se hayan tratado con un modelo de VPro anterior y varios sistemas de alineadores transparentes. Los ejemplos de casos son de pacientes reales. Los resultados pueden variar entre pacientes y su finalidad no es representar ni garantizar la obtención de resultados iguales o similares. Visita a tu dentista de referencia para obtener un asesoramiento personalizado.

