



Maquillants et glazes universels

Un système de finition unique  
pour tous vos besoins

# Pour tous vos besoins de finition

La formule des maquillants et glazures Dentsply Sirona présente une compatibilité maximale permettant ainsi de disposer d'un système de finition unique pour tous vos besoins au laboratoire pour un flux de travail optimisé.

- + Efficacité
- + Facilité de manipulation
- + Polyvalence

Coefficient de dilatation thermique (CDT) :  
 $8,0 \pm 0,5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$  (25-400°C)

Les maquillants et glazures universels Dentsply Sirona sont indiqués pour le maquillage et le glaçage des restaurations suivantes<sup>1</sup> :

- + Silicate de lithium renforcé à la zircone (SLZ) Celtra Press
- + Silicate de lithium renforcé à la zircone (SLZ) Celtra Duo
- + Zircone Cercon xt
- + Zircone Cercon ht
- + Céramique Kiss (à l'exception de Duceragold)
- + Céramique Ceramco
- + D'autres systèmes de céramique et infrastructures en zircone (en fonction du CDT)

# Maquillants et glazures universels

Une gamme complète pour tous vos besoins de personnalisation de finition au laboratoire.

- + 5 maquillants body
- + 2 maquillants incisifs
- + 14 maquillants
- + 2 glazures
- + Glazure Standard pour les systèmes de céramique et infrastructures présentant une fluorescence naturelle
- + Glazure High-Flu pour les infrastructures ne présentant pas suffisamment de fluorescence naturelle

## Maquillants Body



Maquillant 0 Maquillant 1 Maquillant 2 Maquillant 3 Maquillant 4

## Maquillants incisifs



i1 i2

## Maquillants




Blanc Crème Sunset Copper  
Violet Raspberry Purple Grey  
Khaki Olive Mahogany  
Chestnut Bleu Rose

<sup>1</sup> cf. Notice d'utilisation Maquillants et glazures universelles Dentsply Sirona



# Concept simplifié des teintes : “16 avec 6”

Les maquillants et glazures universels Dentsply Sirona permettent de reproduire les 16 teintes classiques VITA\* A1-D4 avec seulement 6 teintes de disques Cercon xt et ht pré-teintés ou de blocs Celtra®. Ainsi une réduction du stock au laboratoire et un flux de travail optimisé sont possibles.

Celtra



Cercon



\*N'est pas une marque Dentsply Sirona. Elle est une marque déposée de VITA Zahnfabrik.

<b>Maquillants Body</b>		
DS Universal - S0	5g	605520
DS Universal - S1	5g	605521
DS Universal - S2	5g	605522
DS Universal - S3	5g	605523
DS Universal - S4	5g	605524
<b>Maquillants incisaux</b>		
DS Universal - i1	5g	605531
DS Universal - i2	5g	605532
<b>Maquillants</b>		
DS Universal - blanc	5g	605500
DS Universal - Crème	5g	605501
DS Universal - Sunset	5g	605502
DS Universal - Copper	5g	605503
DS Universal - Khaki	5g	605504
DS Universal - Olive	5g	605505
DS Universal - Mahogany	5g	605506
DS Universal - Violet	5g	605507
DS Universal - Raspberry	5g	605508
DS Universal - Purple	5g	605509
DS Universal - Grey	5g	605510
DS Universal - Chestnut	5g	605511
DS Universal - Bleu	5g	605512
DS Universal - Rose	5g	605513
<b>Glazure</b>		
DS Universal Glazure	5g	605540
DS Universal Glazure - High Flu	5g	605542
<b>Kit de maquillants et glazures</b>		
DS Universal Kit	EA	600700



Dispositifs Médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Cercon xt<sup>®</sup> Indications : couronnes, bridges comportant 3 éléments (jusqu'à la 2<sup>e</sup> prémolaire). Classe/ Organisme certificateur : IIa/ CE0124. Fabricant : Degudent GmbH, Allemagne. Cercon ht<sup>®</sup> Indications : couronnes, piliers implantaires en 2 parties, couronnes coniques et primaires (téléscopes), bridges comportant plusieurs éléments (jusqu'à 16, pour pas plus de deux éléments intermédiaires entre les couronnes des dents piliers), bridges à extrémité libre avec au moins deux dents piliers (jusqu'à la dent 5 incluse). Classe/ Organisme certificateur : IIa/ CE0124. Fabricant : Degudent GmbH, Allemagne. Celtra<sup>®</sup> Press. Indication : vitrocéramique « disilicate de lithium » à presser, utilisée pour la confection d'infrastructures dentaires et celle de restaurations anatomiquement complètes, ainsi que pour les restaurations de type implanto-porté, facettes, inlays, onlays, couronnes et bridges. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE0124. Fabricant : DeguDent GmbH. Maquillants et glazures universels : Indications : pour la coloration et le glaçage des restaurations suivantes : silicate de lithium renforcé à la zircone (SLZ) Celtra Press, silicate de lithium renforcé à la zircone (SLZ) Celtra DUO, Zircone Cercon ht et xt, Porcelaine pour zircone Ceramco PFZ, Porcelaine Cercon Ceram Kiss, Porcelaine Ceramco<sup>3</sup>, Porcelaine Ceramco iC, Porcelaine Duceram Kiss. Classe/ Organisme certificateur : IIa/ CE0086. Fabricant : Dentsply Prosthetics, US, Céramiques KISS. Indications : Cercon<sup>®</sup> ceram kiss est une céramique de revêtement qui a été développée spécialement et uniquement pour revêtir des couronnes et des bridges en zircone (Y-TZP) - avec un CDT de 10,5 µm/m.K - 25-500 °C), de préférence en Cercon<sup>®</sup> base. Cercon<sup>®</sup> ceram kiss convient également pour le revêtement d'armatures en zircone qui ont été recouvertes par pression avec Cercon ceram press. Duceram<sup>®</sup> Kiss est une céramique haute fusion conçue pour recouvrir les infrastructures métalliques (couronnes ou bridges) réalisées à partir d'alliages dentaires présentant un CDT compris entre 13,8 - 15,4 µm/m.K (25- 600°C). Veuillez n'utiliser cette céramique que pour des alliages présentant une température de solidus au moins égale à 1030. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0124. Fabricant : Degudent GmbH. Rev 09/2018.

## Dentsply Sirona

Dentsply Sirona France

Immeuble Le Colbert

7 ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex

N° Service Clients : 01 30 97 66 00

Fax Service Clients : 01 30 97 65 82

Email : ServiceClient-DI@dentsplysirona.com