



MAILLEFER

Aiguille d'irrigation

Technologie avancée conçue
pour améliorer la désinfection

dentsplysirona.com

Aiguille d'irrigation

Indépendamment du système de limes utilisé, jusqu'à 35% des parois canalaire ne sont pas touchées par les instruments¹. C'est pour cela que l'irrigation est primordiale!

L'élimination de la boue dentinaire et du biofilm ainsi que la désinfection du canal radicaire sont des éléments clés de la réussite d'un traitement endodontique.

Et si vous pouviez améliorer significativement vos irrigations ?


L'aiguille d'irrigation de Dentsply Sirona est conçue pour compléter votre traitement endodontique pour un nettoyage et une désinfection efficaces jusqu'à l'apex.

polymère souple et flexible permettant de suivre l'anatomie du canal radicaire

Connection Luer Lock

Conception double orifice

Extrémité fermée de 30 gauge



- + Volume d'irrigation équilibré visant les parois dentinaires
- + Conçu pour suivre la forme naturelle du canal jusqu'à l'apex pour un nettoyage en profondeur
- + Élimination des débris, de la boue dentinaire et du biofilm
- + Atraumatique pour les tissus durs

¹Peters O. A., Schonenberger K., Laib A. Effects of four Ni-Ti preparation techniques on root canal geometry assessed by micro computed tomography. International Endodontic Journal, Volume 34, 221-230, 2001

MAILLEFER

Aiguille d'irrigation



Compatible avec :
Tous nos systèmes
de mise en forme
canaire




Références produit :

AIGUILLE D'IRRIGATION

B NS DSIN D22 30G Boîte de 40 pièces

B NS DSIN 522 30G Boîte de 5 pièces



Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie, au titre de la LPP. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation.

Aiguilles Dentsply Sirona. Indication : instrument d'irrigation canalaire Classe/Organisme certifié : IIa / CE 1639. Fabricant : Produits Dentaires SA. Rev. 03/22

Dentsply Sirona France

Immeuble Le Colbert - 7 ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex

N° Service Clients : 01 30 97 66 00 | Fax Service Clients : 01 30 97 65 82

Email : sc-dentaire@dentsplysirona.com

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires

 **Dentsply
Sirona**