


# GuttaCore® Pink

ガッタコアピンク

1本で三次元的根管充填ができる新しい充填材




熱で軟化する  
ガッタパーチャ

ガッタパーチャ製コア


## 製品特長

### 3 次元的根管充填




1 本で垂直及び側方への加圧ができ、短時間で 3 次元的根管充填ができます。

### 容易なリトリートメント



容易に除去でき、リトリートメントの時間と手間を省きます。

### 容易なポストスペースの作成



機械的除去で容易にポストスペースを作成できます。

## 製品仕様

製品番号	製品名	包装 / 価格	製品番号	製品名	包装 / 価格	
A1703B0042000	ガッタコア ピンク #20	6 本入 ¥4,670	A1803B0042500	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X2用	6 本入 ¥4,670	
A1703B0042500	ガッタコア ピンク #25		A1803B0043000	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X3用		
A1703B0043000	ガッタコア ピンク #30		A1803B0044000	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X4用		
A1703B0043500	ガッタコア ピンク #35		A1803B0045000	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X5用		
A1703B0044000	ガッタコア ピンク #40		A1803P0042500	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X2用		30 本入 ¥20,890
A1703B0044500	ガッタコア ピンク #45		A1803P0043000	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X3用		
A1703B0045000	ガッタコア ピンク #50		A1803P0044000	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X4用		
A1703B0045500	ガッタコア ピンク #55		30 本入 ¥20,890	 製品名：ガッタコア ピンク 一般的名称：歯科用根管充填固状材料 医療機器認証番号：227AGBZX00042000 クラス分類：クラスⅡ（管理医療機器）		
A1703B0046000	ガッタコア ピンク #60					
A1703B0047000	ガッタコア ピンク #70					
A1703B0048000	ガッタコア ピンク #80					
A1703B0049000	ガッタコア ピンク #90					
A1703P0042000	ガッタコア ピンク #20	30 本入 ¥20,890	 製品名：ガッタコア ピンク 一般的名称：歯科用根管充填固状材料 医療機器認証番号：227AGBZX00042000 クラス分類：クラスⅡ（管理医療機器）			
A1703P0042500	ガッタコア ピンク #25					
A1703P0043000	ガッタコア ピンク #30					
A1703P0043500	ガッタコア ピンク #35					
A1703P0044000	ガッタコア ピンク #40					

### ガッタコア ピンク サイズ対応表

根管サイズ (先端径 / テーパー)	ガッタコア ピンク	根管サイズ (先端径 / テーパー)	ガッタコア ピンク
20/.04	20/.06 に拡大	20/.06	#20
25/.04	#20	25/.06	#25
30/.04	#25	30/.06	#30
35/.04 以上	最終拡大の先端径より 1 つ下のサイズを使用	35/.06 以上	最終拡大の先端径と同じサイズを使用

## 関連製品

### サーマプレップ2

ガッタコアピンク／サーマフィル用加温器



- ・製品名：サーマプレップ2
- ・製品名：プロテーパー・ネクスト
- ・製品名：ペリファイヤ

- 一般的名称：歯科材料加温器
- 一般的名称：電動式歯科用ファイル
- 一般的名称：歯科用ファイル

### ペリファイヤ

試適用インスツルメント



長さ：25mm  
 サイズ：#20、#25、#30、#35、#40、#45、#50、#55、#60、#70、#80、#90  
 単品：6本入り（種類別）  
 セット：6本入り（#20～#45 各1本入り）  
 セット：6本入り（#50～#90 各1本入り）

- 医療機器届出番号：13B1X10236Y03530
- 医療機器認証番号：225AKBZX00158000
- 医療機器届出番号：13B1X10236Y02100

### プロテーパー・ネクスト



種類（X1,X2,X3,X4,X5）  
 長さ（21,25,31mm）  
 各組み合わせ 6 本

- クラス分類：クラスⅠ（一般医療機器）
- クラス分類：クラスⅡ（管理医療機器）
- クラス分類：クラスⅠ（一般医療機器）

表示価格は、2023年7月現在の標準価格で消費税は含まれません。＊仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社 / 〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル5階

カスタマーサービス

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

☎0120-461-868 FAX:0120-120-659

www.dentsplysirona.com