


# ReadySteel®

ReadySteel® C プラスファイル  
ReadySteel® センシラスシリーズ

ready to start when you are





# すぐに使用できる滅菌済ステンレススチールファイル









## 製品仕様



### C プラスファイル 石灰化した根管の穿通に

製品名	断面形態	サイズ	長さ	標準価格
<b>READYSTEEL C プラスファイル</b>  根管閉塞部の穿通に使用。狭窄・石灰化根管に対しても細い番手で容易に穿通が可能。		6本入り #06 #08 #10 #15 アソート 各2本入り #08 #10 #15	18/21/25mm	¥2,580

### センシラスシリーズ 長時間の使用でも手指に負担のかからない、大きくやわらかなシリコンハンドル

製品名	断面/先端形態	サイズ	長さ	標準価格
<b>READYSTEEL センシアスフレクソファイル</b>  ラウンドエンドの“ノン・カッティング55°バットチップ”※を採用したKファイル。		6本入り #08 #10 #15 #20 #25 #30 #35 #40 #45 #50 #55 #60 #70 #80 アソート 各1本入り #15 #20 #25 #30 #35 #40 アソート 各1本入り #45 #50 #55 #60 #70 #80	21/25/31mm	#08 ¥2,360
<b>READYSTEEL センシアスフレクソリーマー</b>  ラウンドエンドの“ノン・カッティング55°バットチップ”※を採用したリーマー。		6本入り #08 #10 #15 #20 #25 #30 #35 #40 #45 #50 #55 #60 #70 #80 アソート 各1本入り #15 #20 #25 #30 #35 #40 アソート 各1本入り #45 #50 #55 #60 #70 #80		#10 ~ #40 ¥1,980
<b>READYSTEEL センシアスHファイル</b>  高い切削効率はそのままに、根管の形態を維持しながらレジヤパーフォレーションの危険性を減少。		6本入り #08 #10 #15 #20 #25 #30 #35 #40 #45 #50 #55 #60 #70 #80 アソート 各1本入り #15 #20 #25 #30 #35 #40 アソート 各1本入り #45 #50 #55 #60 #70 #80		#45 ~ #80 ¥2,360
<b>READYSTEEL センシアスプロファイナダー</b>  可変テーパーで抜群の柔軟性を実現し、高い穿通力を発揮。ラウンドエンドの65°チップで安全性もアップ。		6本入り #10 #13 #17 アソート 各2本入り #10 #13 #17		#10 ~ #17 ¥2,360

※BATT®: ノン・カッティングバットチップ。先端部分には刃がなく、穿孔の危険性が低い。

## 関連製品

### ガイド



15%のEDTAが石灰化した根管壁等を軟化・中和し、拡大形成を補助。キレート効果によりスミア層の除去のほか、石灰化した根管の拡大が容易に。水溶性のため、処置後の洗浄も容易。

### 包装:

- ・ガイドシリンジキット
- ・ガイドイントロバック
- ・ガイドシリンジチップ
- ・ガイドバック

- ・製品名: READYSTEEL Cプラスファイル
- ・製品名: READYSTEEL センシアスフレクソファイル
- ・製品名: READYSTEEL センシアスフレクソリーマー
- ・製品名: READYSTEEL センシアスHファイル
- ・製品名: READYSTEEL センシアスプロファイナダー
- ・製品名: グライド

- 一般的名称: 歯科用ファイル
- 一般的名称: 歯科用ファイル
- 一般的名称: 歯科用根管リーマー
- 一般的名称: 歯科用ファイル
- 一般的名称: 歯科用ファイル
- 一般的名称: 歯科根管切削補助材

- 医療機器届出番号: 13B1X10236Y0404
- 医療機器届出番号: 13B1X10236Y0407
- 医療機器届出番号: 13B1X10236Y0406
- 医療機器届出番号: 13B1X10236Y0409
- 医療機器届出番号: 13B1X10236Y0408
- 医療機器届出番号: 13B1X10236Y0246

- クラス分類: クラスI (一般医療機器)
- クラス分類: クラスI (一般医療機器)
- クラス分類: クラスI (一般医療機器)
- クラス分類: クラスI (一般医療機器)
- クラス分類: クラスI (一般医療機器)
- クラス分類: クラスI (一般医療機器)

表示価格は、2023年7現在の標準価格で消費税は含まれません。 \*仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

**デンツプライシロナ株式会社**

本社/〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル5階

カスタマーサービス

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日を除く)

☎ 0120-461-868 FAX: 0120-120-659

[www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)