



# WaveOne® Gold Glider

## ウェーブ・ワンゴールド グライダー

ウェーブ・ワンゴールドでの根管形成に、より適したグライドパス形成が行えるようになりました。

- ・レシプロケーティングモード(当社独自の反復回転運動)にて使用可
- ・デンツプライシロナ独自の特殊熱処理工程により、当社従来品に比べ破折リスクが軽減
- ・当社従来品に比べ、柔軟性、追従性が向上し、根管形態を維持

本製品の使用には、X-Smart Plus もしくは X-Smart IQ が必要です。  
各製品の WaveOne、WaveOne Gold、WaveOne Gold Glider の各モードでお使いいただけます。

製品番号	製品名	入数	標準価格
BSTW1GG321015	ウェーブ・ワンゴールド グライダー 21 mm	3本	¥7,220
BSTW1GG325015	ウェーブ・ワンゴールド グライダー 25 mm	3本	¥7,220
BSTW1GG331015	ウェーブ・ワンゴールド グライダー 31 mm	3本	¥7,220
BSTW1GG321015C	ウェーブ・ワンゴールド GSP* 21mm	3本×各1シート	¥21,650
BSTW1GG325015C	ウェーブ・ワンゴールド GSP* 25mm	3本×各1シート	¥21,650

\*ウェーブ・ワンゴールド グライダー、スモール、プライマリー

# WaveOne® Gold Glider Sequence

## ウェーブ・ワンゴールド グライダー シークエンス

ウェーブ・ワンゴールド グライダー お試し用としてパックもご用意


ReadySteel®



WaveOne® Gold Glider



WaveOne® Gold



製品番号	製品名	入数	標準価格
BSTW1GS325AST	ウェーブ・ワンゴールド グライダー シークエンス	Kファイル 25mm #10 ウェーブ・ワンゴールド グライダー 25 mm ウェーブ・ワンゴールド プライマリー 25 mm *各1本	¥5,050

販売名：ウェーブ・ワンゴールド 一般的名称：電動式歯科用ファイル 医療機器認証番号：227AGBZX00033000 クラス分類：クラスII(管理)

表示価格は、2023年7月現在の標準価格で消費税は含まれません。  
\*仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。