

## FLOコンパティビリティチャート

注意) AWOで選択できるImplant Systemは予告なく変更する可能性があります。正確な対応可否はAWOでご確認ください。

2023年3月更新

インプラントシステム	模型スキャン		口腔内スキャン	
	FLO		IO FLO	
	製品番号	コード	製品番号	コード
<b>デンツプライシロナ</b>				
<b>インターナル</b>				
オッセオスピード EV Green 3.0	34593	P-01	35243	IO-P-01
オッセオスピード EV Purple 3.6	34594	P-02	35244	IO-P-02
オッセオスピード EV Yellow 4.2	34595	P-03	35245	IO-P-03
オッセオスピード EV Blue 4.8	34596	P-04	35246	IO-P-04
オッセオスピード EV Brown 5.4	34597	P-05	35247	IO-P-05
オッセオスピード Profile EV Yellow 4.2	34598	P-06	35248	IO-P-06
オッセオスピード Profile EV Blue 4.8	34599	P-07	35249	IO-P-07
オッセオスピード TX yellow 3.0	34530	C-01	35215	IO-C-01
オッセオスピード TX aqua 3.5, 4.0	34531	C-02	35216	IO-C-02
オッセオスピード TX lilac 4.5, 5.0	34532	C-03	35217	IO-C-03
オッセオスピード TX profile 4.5, 5.0	34592	C-04	35218	IO-C-04
マイクロスレッド 4.0 ST - Blue (旧製品)				
アンキロス C/X 3.5, 4.5, 5.5, 7.0	34583	L-01	35235	IO-L-01
ザイブ S 3.0	34575	J-01	35230	IO-J-01
ザイブ S 3.4	34576	J-02	35231	IO-J-02
ザイブ S 3.8	34577	J-03	35232	IO-J-03
ザイブ S 4.5	34577	J-03	35264	IO-J-04
ザイブ S 5.5	34577	J-03	35265	IO-J-05
<b>Nobel biocare</b>				
<b>インターナル</b>				
Nobelreplace NP 3.5	34533	D-01	35219	IO-D-01
Nobelreplace RP 4.3	34534	D-02	35220	IO-D-02
Nobelreplace WP 5.0	34535	D-03	35221	IO-D-03
Nobelreplace 6.0	34536	D-04	35222	IO-D-04
Nobelactive 3.0	34665	K-03	35266	IO-K-03
Nobelactive NP 3.5	34578	K-01	35233	IO-K-01
Nobelactive RP 4.3, 5.0	34579	K-02	35234	IO-K-02
Nobelactive WP	34677	K-03	35272	IO-K-04
NobelReplace Conical Connection NP 3.5	34578	K-01	35233	IO-K-01
NobelReplace Conical Connection RP 4.3, 5.0	34579	K-02	35234	IO-K-02
<b>エクスターナル</b>				
Brånemark System NP 3.3	34519	A-04		
Brånemark System RP 3.75, 4.0	34521	A-06		
Brånemark System WP 5.0, 5.5	34526	A-11		
<b>Straumann</b>				
<b>インターナル</b>				
bone level 3.3 NC	34542	H-01	35228	IO-H-01
bone level 4.1, 4.8 RC	34543	H-02	35229	IO-H-02
standard / standard plus 4.8 RN	34537	E-01		
standard / standard plus 4.8 WN	34580	E-02		
<b>エクスターナル</b>				
Standard Plus 3.3 NN	34541	G-01		
<b>Keystone Dental</b>				
<b>インターナル</b>				
PrimaConnex SD 3.3, 3.5, Genesis 3.8	34589	M-01		
PrimaConnex RD 4.0, 4.1, Genesis 4.5	34590	M-02		
PrimaConnex WD 5.0, Genesis 5.5, 6.5	34591	M-03		

デンツプライ シロナ株式会社

〒104-0061

東京都中央区銀座8-21-1

住友不動産汐留浜離宮ビル5階

デンツプライ シロナ株式会社 デジタル デンタル ソリューション センター 東京 登録技工所

〒140-0012

東京都品川区勝島1-5-21 東神ビルディング別館11号館 3F

電話 : 0120-016-152 FAX : 0120-280-630

## FLOコンパティビリティチャート

注意) AWOで選択できるImplant Systemは予告なく変更する可能性があります。正確な対応可否はAWOでご確認ください。

2023年3月更新

インプラントシステム	模型スキャン		口腔内スキャン	
	FLO		IO FLO	
	製品番号	コード	製品番号	コード
<b>Zimmer</b>				
<b>インターナル</b>				
tapered screw vent 3.5	34527	B-01	35212	IO-B-01
tapered screw vent 4.5	34528	B-02	35213	IO-B-02
tapered screw vent 5.7	34529	B-03	35214	IO-B-03
screw vent 3.3, 3.7	34527	B-01	35212	IO-B-01
screw vent 4.5	34528	B-02	35213	IO-B-02
tapered screw vent 3.5 friction fit	34527	B-01	35212	IO-B-01
tapered screw vent 4.5 friction fit	34528	B-02	35213	IO-B-02
tapered screw vent 5.7 friction fit	34529	B-03	35214	IO-B-03
screw vent 3.3, 3.7 friction fit	34527	B-01	35212	IO-B-01
screw vent 4.5 friction fit	34528	B-02	35213	IO-B-02
SwissPlus 4.8	34537	E-01		
<b>Biomet 3i</b>				
<b>インターナル</b>				
certain 3.25, 4/3	34539	F-01	35225	IO-F-01
certain 4.0, 5.0, 6.0, 5/4	34540	F-02	35226	IO-F-02
certain XP 4/5, 5/6	34540	F-02	35226	IO-F-02
certain prevail 3/4/3 (3.4), 4/3	34539	F-01	35225	IO-F-01
certain prevail 4/5/4, 5/4, 5/6/5, 6/5	34540	F-02	35226	IO-F-02
<b>エクスターナル</b>				
Miniplant 3.25	34522	A-07		
Osseotite 3.75, 4.0, 5.0, 6.0	34522	A-07		
Osseotite XP 4/5, 5/6	34522	A-07		
<b>Bio Horizons</b>				
<b>インターナル</b>				
internal, tapered internal 3.5	34527	B-01	35212	IO-B-01
internal, tapered internal 4.5	34528	B-02	35213	IO-B-02
internal, tapered internal 5.7	34529	B-03	35214	IO-B-03
<b>エクスターナル</b>				
External implant 3.5	34518	A-03		
External implant 4.0	34521	A-06		
External implant 5.0	34524	A-09		
<b>Osstem</b>				
<b>インターナル</b>				
Osstem TS Mini 3.5	34671	R-01	35270	IO-R-01
Osstem TS Regular 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0	34672	R-02	35271	IO-R-02
<b>MIS</b>				
<b>インターナル</b>				
M4 NP 3.3	34678	B-04	35273	IO-B-04
M4 SP 3.75, 4.2	34527	B-01	35212	IO-B-01
M4 WP 5.0, 6.0	34528	B-02	35213	IO-B-02
SEVEN NP 3.3	34678	B-04	35273	IO-B-04
SEVEN SP 3.75, 4.2	34527	B-01	35212	IO-B-01
SEVEN WP 5.0, 6.0	34528	B-02	35213	IO-B-02
<b>Camlog</b>				
<b>インターナル</b>				
Screw-line Implant 3.3	34584	N-01	35239	IO-N-01
Screw-line / Root-line Implant 3.8	34585	N-02	35240	IO-N-02
Screw-line / Root-line Implant 4.3	34586	N-03	35241	IO-N-03
Screw-line / Root-line Implant 5.0, 6.0	34587	N-04	35242	IO-N-04
CONELOG 3.3	34666	Q-01	35267	IO-Q-01
CONELOG 3.8, 4.3	34667	Q-02	35268	IO-Q-02
CONELOG 5.0	34668	Q-03	35269	IO-Q-03

デンツプライ シロナ株式会社

〒104-0061

東京都中央区銀座8-21-1

住友不動産汐留浜離宮ビル5階

デンツプライ シロナ株式会社 デジタルデンタルソリューションセンター 東京 登録技工所

〒140-0012

東京都品川区勝島1-5-21 東神ビルディング別館11号館 3F

電話：0120-016-152 FAX：0120-280-630