


# Atlantis® CustomBase ソリューション


## Beyond titanium bases

アトランティス カスタムベース ソリューションにより、従来のスクリー固定の補綴物と比較して、より審美的、機能的なデザインを実現するスクリーホール の角度補正が最大30度まで可能となりました。このソリューションは歯科従事者及び患者に対して多くのメリットをもたらします。




チタンベースはコア部が小さく、クラウンの支持、固定が十分に得られません。また、角度をつけた場合はクラウンが薄くなり、強度的に問題があります。(イラスト右)

アトランティス カスタムベースソリューションは、形態に合わせたコア形状で、適切なクラウンの支持、固定を実現。角度補正も可能です。(イラスト左)



埋入計画と  
ガイドド サージェリー



デジタル印象



補綴ソリューション

デジタルインプラント ワークフロー  
Connect to the future

\*アトランティスは歯科技工物です

\*専用のドライバーが必要となります

\*対応インプラントシステムに関しては別紙 “インプラントシステムコンパチビリティチャート” をご参照ください

### デンツプライシロナ株式会社

本社 / 〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル Tel:0120-461-868

お問合わせ先 | デンツプライシロナ株式会社 デジタル デンタル ソリューション センター 東京 登録技工所  
〒140-0012 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビルディング別館11号館 3F Tel:0120-016-152

 **Dentsply  
Sirona**  
Implants