

インプラントシステムコンパティビリティチャート

注意) AWOで選択できるImplant Systemは予告なく変更する可能性があります。正確な対応可否はAWOでご確認ください。

2022年5月更新

会社名	インプラントシステム	スクリュー	ASA	DDSCスキャン
デンツプライシロナ	インプラントレベル			
	オッセオスピード / オッセオスピード TX 3.0 - Yellow	○	○	○
	オッセオスピード / オッセオスピード TX 3.5, 4.0 - Aqua	○	○	○
	オッセオスピード / オッセオスピード TX 4.5, 5.0 - Lilac	○	○	○
	オッセオスピード / オッセオスピード TXプロファイル 4.5, 5.0	○	○	○
	オッセオスピード EV 3.0 Green	○	○	○
	オッセオスピード EV 3.6 Purple	○	○	○
	オッセオスピード EV 4.2 Yellow	○	○	○
	オッセオスピード EV 4.8 Blue	○	○	○
	オッセオスピード EV 5.4 Brown	○	○	○
	オッセオスピード EV プロファイル4.2	○	○	○
	オッセオスピード EV プロファイル4.8	○	○	○
	ザイブ S 3.0	○	○	○
	ザイブ S 3.4 / 3.8 / 4.5 / 5.5	○	○	○
	フリアリット2 3.4 / 3.8 / 4.5 / 5.5	○	○	○
	IMZ ツインプラス D3.3	○		○
	IMZ ツインプラス D4.0	○		
	アバットメントレベル			
	20° ユニアバットメント	○	○	○
	45° ユニアバットメント	○	○	○
	アングルドアバットメント 20°	○		
	ユニアバットメント EV	○	○	○
	アングルドアバットメント EV	○		
	マルチベースアバットメント EV	○	○	○
	アンキロスBRアバットメント D5.5	○	○	○
	アンキロスバランスベースアバットメントC/ナロー	○	○	○
	ザイブ MP 3.4, 3.8, 4.5 5.5	○	○	○
	IMZ ツインプラス チタン製IMC D3.3	○		○
	IMZ ツインプラス チタン製IMC D4.0	○		○
	Biomet 3i	インプラントレベル		
Certain™ 3.25, 4.0, 4/3, 5.0, 5/4, 6.0		○	○	○
Certain™ Prevail™ 3/4/3 (3.4) , 4/5/4, 5/6/5, 4/3, 5/4, 6/5		○	○	○
Certain™ XP 4/5, 5/6		○	○	○
MicroMiniplant™ 3.25		○	○	○
Miniplant™ 3.25		○	○	○
Osseotite™ 3.75, 4.0		○	○	○
Osseotite™ 5.0, 6.0		○	○	○
Osseotite™ XP 4/5, 5/6		○	○	○
アバットメントレベル				
Standard Abutment				○
Conical Abutment D3.4				○
Conical Abutment D4.1/D5				○
TG Hex Abutment				
IOL Abutment				
Low Profile Abutment	○	○	○	
Camlog	インプラントレベル			
	Screw-line Implant 3.3	○	○	○
	Screw-line/Root-line Implant 3.8, 4.3	○	○	○
	Screw-line/Root-line Implant 5.0, 6.0	○	○	○
	CONELOG D3.3 Implant Level			
	CONELOG D3.8, D4.3 Implant Level			○
	CONELOG D5 Implant Level			
	アバットメントレベル			
	D3.3/D3.8/D4.3 Abutment level			○
	D5/D6 Abutment level			○
	COMFOUR Abutment System D3.3/D3.8/D4.3			○
COMFOUR Abutment System D5/D6			○	
Vario SR Abutment D3.8/D4.3, D5/D6			○	



アトランティス スープラストラクチャー

インプラントシステムコンパティビリティチャート

注意) AWOで選択できるImplant Systemは予告なく変更する可能性があります。正確な対応可否はAWOでご確認ください。

2022年5月更新

会社名	インプラントシステム	スクルー	ASA	DDSCスキャン	
BioHorizons	インプラントレベル				
	Internal/ Tapered 3.5, 4.5, 5.7	○	○	○	
	Internal/ Tapered/ Single 3.5, 4.5,	○	○	○	
	External Implant 3.5			○	
	External Implant 4.0, 5.0, 6.0			○	
	アバットメントレベル				
	Multi-unit abutment	○	○	○	
	Internal D3.5/D4.5/D5.7 Abutment for screw				
	D3.5/D4.5/D5.7 Angled Abutment for screw				
	External D3.5/D4/D5 Abutment for screw				
	Straumann	インプラントレベル			
		Bone Level 3.3 NC	○	○	○
Bone Level 4.1, 4.8 RC		○	○	○	
NNC					
Standard Plus 3.3 NN (Narrow Neck)				○	
Standard/Standard Plus 4.8 RN (Regular Neck)		○	○	○	
Standard/Standard Plus 6.5 WN (Wide Neck)		○	○	○	
BLX Implant RB 3.75, 4.5		○	○	○	
BLX Implant WB 5.5, 6.5		○	○	○	
アバットメントレベル					
Monotype 8° Conus		○	○		
RN Abutment Level		○	○	○	
RN Abutment Level (Old)					
WN Abutment Level		○	○	○	
Bone Level Multi-Base Abutment D3.5, 4.5		○	○	○	
Bone Level Multi-Base Abutment D6.5		○	○		
Bone Level Multi-Base Angled Abutment		○	○	○	
Screw-Retained Abutment 3.5		○	○	○	
Screw-Retained Abutment 4.6	○	○	○		
Zimmer Dental	インプラントレベル				
	Tapered Screw-Vent™ 3.5, 4.5, 5.7	○	○	○	
	Screw Vent™ 3.3, 3.7, 4.5	○	○	○	
	SwissPlus™ 3.8 Narrow			○	
	SwissPlus™ 4.8			○	
	Advent D4.5				
	Spline 3.25, 4, 5mm			○	
	アバットメントレベル				
	Screw Vent™ TSI Abutment				
	Tapered Abutment	○	○	○	
	Spectra Cone Abutment	○	○	○	
	Spline Shouldered Abutment D4.5, 6.5			○	
Nobel Biocare	インプラントレベル				
	NobelActive NP 3.5	○	○	○	
	NobelActive RP 4.3, 5.0	○	○	○	
	NobelActive WP 5.5		○		
	NobelReplace NP 3.5	○	○	○	
	NobelReplace RP 4.3	○	○	○	
	NobelReplace WP 5.0	○	○	○	
	NobelReplace 6.0	○	○	○	
	Branemark System NP 3.3	○	○	○	
	Branemark System RP 3.75, 4.0	○	○	○	
	Branemark System WP 5.0, 5.5			○	
	アバットメントレベル				
	Multi-Unit Abutment RP	○	○	○	
	Multi-Unit Abutment WP			○	
	Standard Abutment				
Estheticone Abutment					
Steri-Oss PME Abutment					



デンツプライ シロナ株式会社
〒106-0041
東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

デンツプライ シロナ株式会社 デジタル デンタル ソリューション センター 東京 登録技工所
〒140-0012
東京都品川区勝島1-5-21 東神ビルディング別館11号館 3F
電話 : 0120-016-152 FAX : 0120-280-630



アトランティス スープラストラクチャー

インプラントシステムコンパティビリティチャート

注意) AWOで選択できるImplant Systemは予告なく変更する可能性があります。正確な対応可否はAWOでご確認ください。

2022年5月更新

会社名	インプラントシステム	スクリュー	ASA	DDSCスキャン
Implant direct	インプラントレベル			
	Legacy D3			
	Legacy D3.5			○
	Legacy D4.5 / 5.7			
	S-plant D3.7, D4.7, D5.7			
	S-InDirect D5.0			
	アバットメントレベル			
Neoss	Overdenture Screw-Retained Abutment			○
	インプラントレベル			
	Narrow D3.25 Implant Level			
	D4.1 Implant Level			○
Kyocera Medical	アバットメントレベル			
	D4.1 Access Abutment			
	インプラントレベル			
	EX D3.7 インプラントレベル			○
	EX D4.2 インプラントレベル			○
Platon	EX D4.7 インプラントレベル			○
	EX D5.2 インプラントレベル			○
	インプラントレベル			
	PF D4.4 Implant Level			○
	PF D4.8 Implant Level			○
	Pro PF D4.1, D5.0 Implant Level			○
	EL NP (AM ストレート 3.7 AM テーパード 3.4 / 3.7)			○
	EL RP (AM ストレート AMテーパード FM ストレート 4.1 / 4.6 / 5.1)			○
	アバットメントレベル			
	PF D4.1/D4.4 Abutment Level			○
AQB	PF D4.8 Abutment Level			○
	インプラントレベル			
	AQB D4.0			○
Life core	AQB D5.0			○
	インプラントレベル			
	ライフコアプライマコネクス SD/RD/WD	○	○	
	ライフコアレストア SD			○
Brainbase	ライフコアレストア RD			○
	アバットメントレベル			
	ライフコアデタッチャブルアバットメント			
	インプラントレベル			
	マイテイスアローインプラント Bタイプ			○
Thommen Medical	マイテイスアローインプラント BWタイプ			○
	マイテイスアローインプラント Cタイプ			○
	マイテイスアローインプラント Eタイプ / EWタイプ			○
	インプラントレベル			
Sweden Martina	SPI D3.5 Implant Level			○
	SPI D4, D4.5, D5, D6 Implant Level			○
	アバットメントレベル			
	SPI Abutment Level			○
	SPI VARIO multi Abutment			○
SIC	インプラントレベル			
	Global D3.8, D4.3, D4.8, D5.5			
	Premium/Kohno D3.3, D3.8			
	Premium/Kohno D4.25, D5			
SIC	アバットメントレベル			
	PAD Abutment Level			
	インプラントレベル			
SIC	Multi-Unit Abutment			
	Mini Multi-Unit Abutment			



デンツプライ シロナ株式会社

〒106-0041

東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

デンツプライ シロナ株式会社 デジタル デンタル ソリューション センター 東京 登録技工所

〒140-0012

東京都品川区勝島1-5-21 東神ビルディング別館11号館 3F

電話 : 0120-016-152 FAX : 0120-280-630



アトランティス スープラストラクチャー

インプラントシステムコンパティビリティチャート

注意) AWOで選択できるImplant Systemは予告なく変更する可能性があります。正確な対応可否はAWOでご確認ください。

2022年5月更新

会社名	インプラントシステム	スクリー	ASA	DDSCスキャン
Osstem	インプラントレベル			
	GS Mini			○
	GS Standard			○
	US Mini			
	アバットメントレベル			
	GS Convertible Mini Abutment D4.0			
	GS Convertible Standard Abutment D4.8			
	GS Convertible Wide Abutment D6.0			
	MIS	インプラントレベル		
Internal Hex Narrow SEVEN – M4		○	○	
Internal Hex Standard SEVEN – M4				
Internal Hex Wide SEVEN – M4				
Conical Connection Narrow C1 – V3		○	○	
Conical Connection Standard C1 – V3		○	○	
Conical Connection Wide C1		○	○	
アバットメントレベル				
Multiunit (Old)				
Multi-Unit Abutment				
CONNECT abutment D4.0	○	○		
CONNECT abutment D5.7	○	○		
Dentaurum	インプラントレベル			
	TioLogic S Implant Level			
	TioLogic M Implant Level			
	TioLogic L Implant Level			
	Tiolox D3.5, D4.5 Implant Level			
	アバットメントレベル			
TioLogic Abutment Level				
DIO	インプラントレベル			
	SM-Submerged D3.8/4.1 Implant Level Narrow			
	SM-Submerged D4.5/D5.0/D5.3 Implant Level Regular/Wide			
	SM-Internal D4.8 Implant Level Regular/Wide			
Megagen	インプラントレベル			
	Exfeel Internal Implant Level			
	Rescue Internal Implant Level			
	Rescue External D5 Implant Level			
	EZ Plus Internal Implant Level Small			
	EZ Plus Internal Implant Level Regular/Wide			
	AnyOne 3.5	○	○	
	AnyOne 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	○	○	
	アバットメントレベル			
	Exfeel Internal Abutment Level			
	Multi-unit Abutment (N_Type)	○	○	
	Multi-unit Abutment (S_Type)	○	○	
	Octa Abutment 3.8	○	○	
Octa Abutment 4.8	○	○		
Octa Abutment 5.8	○	○		
Neobiotech	インプラントレベル			
	IS-II active/IS-II/IS Narrow			○
	IS-II active/IS-II/IS Regular/Wide			○
	アバットメントレベル			
IS Multi Unit Abutment			○	
Neodent	インプラントレベル			
	GM Implant 3.5, 3.75, 4.0, 4.3	○	○	○
	GM Implant 5.0, 6.0, 7.0	○	○	○
	アバットメントレベル			
	GM Abutment	○	○	○
	GM Mini Conical Abutment	○	○	○
GM Micro Abutment	○	○	○	



デンツプライ シロナ株式会社

〒106-0041

東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

デンツプライ シロナ株式会社 デジタル デンタル ソリューション センター 東京 登録技工所

〒140-0012

東京都品川区勝島1-5-21 東神ビルディング別館11号館 3F

電話 : 0120-016-152 FAX : 0120-280-630