


# メンテナンス/清掃・洗浄/消毒用製品リスト

各製品の使用方法については、製品添付のマニュアルを必ずご確認ください。

## 表面消毒剤 (シートクッションを除く、プラスチック部分の除菌)



デュール  
FD366センシティブ



- 清潔な布やペーパータオルに付けてふき取る

1L  
定価¥3,500 (税別)


シュルケ&マイヤー  
マイクロジットセンシティブワイブ



- 表面をふき取り汚れを落とす

200枚入  
定価¥4,700 (税別)

## シートクッション消毒・清掃



**消毒** デュール  
FD366センシティブ



- 清潔な布やペーパータオルに付けてふき取る

1L  
定価¥3,500 (税別)

**清掃** デュール  
FD360レーザーケア



- 原液を直接スプレーし布でふき取る

500ml  
定価¥6,000 (税別)

⚠️ 清掃用のスポンジは、外来待合室のソファーには使用しないでください。

## インスツルメント消毒・清掃




シュルケ&マイヤー  
マイクロジットセンシティブワイブ



- 表面をふき取り汚れを落とす

200枚入  
定価¥4,700 (税別)

## バキューム回路洗浄剤



(1+2)  
シュルケ&マイヤー アスピロマチック



- 50倍に希釈しバキュームより吸引し使用

2L  
定価¥6,950 (税別)

(1+2)  
デュール オロトルプラス



- 50倍に希釈しバキュームより吸引し使用

2.5L  
定価¥12,000 (税別)



水回路洗浄

デンツプライシロナ  
デントセプトS



- 100倍に希釈し水清浄システムに使用

1L  
定価¥2,700 (税別)




Oリング用グリース

デンツプライシロナ  
TCメンテナンスグリース 7g



- Oリングが乾燥してきたら適量を塗り込む

7g  
定価¥1,450 (税別)



カスビドボウル洗浄

デュール  
MD550



- 2-3回噴射しスポンジで伸ばして使用

750ml  
定価¥3,200 (税別)