



Ankylos®  
Cennik

# Implantacja z myślą o tkankach – TissueCare Concept

Koncepcja ANKYLOS TissueCare to naukowo i klinicznie potwierdzone niepowtarzalne właściwości systemu implantologicznego ANKYLOS zapewniające długoterminową stabilizację tkanek twardych i miękkich.

## SoftTissue Chamber™

Połączenie TissueCare oraz mikroszorstkość platformy protetycznej implantu umożliwiają wprowadzanie implantu poniżej poziomu wyrostka. W połączeniu z przesunięciem poziomym łącznika i podcieniem utworzonym przez jego wklęsły kształt, pozwala to na powstanie przestrzeni dla tkanek miękkich i kości, co wspiera ich stabilizację.

## Połączenie One-fits-all TissueCare


Wszystkie rozmiary łączników mają takie samo stożkowe połączenie, co bardzo upraszcza protokół leczenia. Ostry kąt połączenia stożkowego zapewnia retencję przez tarcie blokujące łącznik bez systemu antyrotacji w ustalonej pozycji bez powstawania mikroruchów, oferując jednocześnie możliwość stosowania opcji z antyrotacją.

## Powierzchnia FRIADENT® plus

Piaskowana i wytrawiana w wysokiej temperaturze mikropowierzchnia FRIADENT plus charakteryzuje się szybkim przyrostem tkanki kostnej na powierzchni implantu. Przynosi to efekt w postaci wczesnej osteointegracji i dużej powierzchni kontaktu kości z implantem.

## Gwint progresywny

Kształt gwintu powoduje przeniesienie obciążenia czynnościowego na część wierzchołkową implantu, zapewniając tym samym stabilizację pierwotną i umożliwiając jego natychmiastowe obciążenie.



REF	Cena brutto
-----	----------------

## Implants

### Ankylos C/X Implant (sterile)

Ø 3.5 mm	A		
	A6.6	3101 0403	
	A8	3101 0405	
	A9.5	3101 0408	
	A11	3101 0410	
	A14	3101 0420	
	A17	3101 0422	

Ø 4.5 mm	B		
	B6.6	3101 0423	
	B8	3101 0425	
	B9.5	3101 0428	
	B11	3101 0430	
	B14	3101 0440	
	B17	3101 0450	

Ø 5.5 mm	C		
	C6.6	3101 0452	
	C8	3101 0453	
	C9.5	3101 0455	
	C11	3101 0458	
	C14	3101 0460	
	C17	3101 0470	

Ø 7 mm	D		
	D8	3101 0472	
	D9.5	3101 0474	
	D11	3101 0476	
	D14	3101 0478	

### Ankylos X-ray template for implants



3103 3370 62

## Implant cover screws

### Ankylos Cover Screw (as spare part)

	1.0 mm hex	3101 0480	124
	1 mm		
	1.0 mm hex	3101 0481	124
	2 mm		
	1.0 mm hex	3101 0482	124

### Ankylos Membrane Screw

	Ø 3.5		
	1.6 mm slot	3101 0110	147
	Ø 6.0		
	1.6 mm slot	3101 0120	147
	Ø 6.0		
	sinus lift, 1 mm		
	1.0 mm hex	3101 0130	147
	Ø 6.0		
	sinus lift, 2 mm		
	1.0 mm hex	3101 0140	147

REF	Cena brutto
-----	----------------

### Ankylos Retaining Screw

	Retaining Screw Lateral Hexagon	3105 6051	100
	Sleeve for Retaining Screw	3105 6052	100

## Impression taking C/ Implant level

### Ankylos Balance C/ Transfer Post

	short	3104 5410	147
	long	3104 5412	147

### Ankylos Balance C/ Transfer Screw

	short	3104 5400	93
	long	3104 5402	93

### Ankylos Balance C/ Repositioning Post

		3104 5415	173
	narrow	3104 5416	173

### Ankylos Balance C/ Implant Analog A

		3104 5270	176
--	--	-----------	-----

## Regular C/

### Ankylos Regular C/X Gingiva Former

	GH 0.75	3102 4010	138
	GH 1.5	3102 4012	138
	GH 3.0	3102 4014	138
	GH 4.5	3102 4016	138

### Ankylos Regular C/X 3-in-1 Cap

	A 0	3104 7120	147
	A 7.5	3104 7121	147
	A 15	3104 7122	147
	A 22.5	3104 7123	147

REF	Cena brutto
-----	----------------

### Ankylos Regular C/X Abutment Analog

	A 0	3104 7110	205
	A 7.5	3104 7111	205
	A 15	3104 7112	205
	A 22.5	3104 7113	205

### Ankylos Regular C/ Abutment

Gingival height 0.75			
	A 0	3102 4150	591
	A 7.5	3102 4151	657
	A 15	3102 4152	657
	A 22.5	3102 4153	657
	A 30	3102 4154	657
	A 37.5	3102 4155	657

Gingival height 1.5			
	A 0	3102 4160	591
	A 7.5	3102 4161	657
	A 15	3102 4162	657
	A 22.5	3102 4163	657
	A 30	3102 4164	657

Gingival height 3.0			
	A 0	3102 4170	591
	A 7.5	3102 4171	657
	A 15	3102 4172	657
	A 22.5	3102 4173	657

Gingival height 4.5			
	A 0	3102 4180	591
	A 7.5	3102 4181	657
	A 15	3102 4182	657
	A 22.5	3102 4183	657

### Ankylos Fixation Screw

	Fixation Screw Lateral Hexagon	3105 6301	74
	Horizontal Screw Seat	3105 6304	147

REF	Cena brutto
-----	----------------

## TitaniumBase C/

### Ankylos TitaniumBase

	/ C	3102 2642	458
	/ C high	3102 2652	458

### Ankylos ScanBase

	/ C	3102 2644	192
	/ C high	3102 2654	192

## Balance Posterior C/

### Ankylos Balance Posterior C/ Sulcus Former




















	GH 0.75	3102 1528	147
	GH 1.5	3102 1530	147
	GH 3.0	3102 1535	147
	GH 4.5	3102 1540	147

### Ankylos Balance Posterior C/ Abutment



















Gingival height 0.75			
	straight	3102 1625	545
	7.5°	3102 1647	620
	15°	3102 1648	620
	22.5°	3102 1652	620
	30°	3102 1654	620
	37.5°	3102 1659	620


















































Gingival height 1.5			
	straight	3102 1630	545
	7.5°	3102 1649	620
	15°	3102 1650	620
	22.5°	3102 1653	620
	30°	3102 1655	620





























Gingival height 3.0			
	straight	3102 1640	545
	15°	3102 1660	620

REF	Cena brutto	REF	Cena brutto	REF	Cena brutto	REF	Cena brutto
Gingival height 4.5		small / 3.0 / straight Ø 5.5 / H 6.0 3102 1560 1157		<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">Balance Base C/ SmartFix concept</div>		<b>Ankylos Balance Base Abutment C/ narrow</b> Gingival height 0.75	
		large / 1.5 / straight Ø 7 / H 7.5 3102 1570 1157					
straight 15° 3102 1645 545 3102 1665 620		large / 3.0 / straight Ø 7 / H 7.5 3102 1580 1157		<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">Ankylos Gingiva Former C/ D 4.2</div>		Gingival height 1.5	
<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">Balance Anterior C/</div>		small / 1.5 / 15° Ø 5.5 / H 6.5 3102 1590 1157				A 0 3102 2530 492	
		small / 3.0 / 15° Ø 5.5 / H 6.5 3102 1600 1157		<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">Ankylos Analog Balance Base Abutment narrow</div>		Gingival height 3.0	
<b>Ankylos Balance C/ Sulcus Former</b>		large / 1.5 / 15° Ø 7 / H 7.5 3102 1610 1157					
		large / 3.0 / 15° Ø 7 / H 7.5 3102 1620 1157		<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">Ankylos Cercon Balance C/ Abutment</div>		A 0 3102 2540 492 A 15 3102 2542 570 A 30 3102 2546 570	
1.5 small 3102 1510 202 3.0 small 3102 1515 202 1.5 large 3102 1520 202 3.0 large 3102 1525 202		<b>Ankylos Protective Cap for Balance Base Abutment narrow</b>				Gingival height 4.5	
<b>Screw for Sulcus Formers</b>		small / 1.5 / straight Ø 5.5 / H 6.0					
		neutral 3102 3010 brak ceny dentine 3102 3310 brak ceny		<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">Ankylos Gold Coping for Balance Base Abutment (Permador® PDF)</div>		A 0 3102 2550 492 A 15 3102 2552 570 A 30 3102 2556 570	
1.5 3102 1505 124 3.0 3102 1507 124		small / 3.0 / straight Ø 5.5 / H 6.0 neutral 3102 3015 brak ceny dentine 3102 3315 brak ceny				<b>Ankylos Fixation Screw Occlusal M 1.6 mm Hex</b>	
<b>Ankylos Balance C/ Temporary Abutment</b>		large / 1.5 / straight Ø 7 / H 7.5 neutral 3102 3050 brak ceny dentine 3102 3350 brak ceny		<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">Ankylos Retention Coping for Balance Base Abutment narrow</div>			
		small / 1.5 / 15° Ø 5.5 / H 6.5 neutral 3102 3030 brak ceny dentine 3102 3330 brak ceny				short (anodized blue) 3105 6022 101 long (flush with coping) 3105 6024 101	
small / 1.5 / straight Ø 5.5 / H 6.0 3102 3311 253 small / 3.0 / straight Ø 5.5 / H 6.0 3102 3316 253 large / 1.5 / straight Ø 7 / H 7.5 3102 3351 253 large / 3.0 / straight Ø 7 / H 7.5 3102 3356 253 small / 1.5 / 15° Ø 5.5 / H 6.5 3102 3331 253 small / 3.0 / 15° Ø 5.5 / H 6.5 3102 3336 253 large / 1.5 / 15° Ø 7 / H 7.5 3102 3371 253 large / 3.0 / 15° Ø 7 / H 7.5 3102 3376 253		large / 3.0 / straight Ø 7 / H 7.5 neutral 3102 3055 brak ceny dentine 3102 3355 brak ceny		<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">Ankylos Retention Coping long for Balance Base Abutment narrow</div>		extra long (extends short coping by 5 mm) 3105 6025 101 19 mm (extends long coping by 5 mm) 3105 6026 101	
<b>Ankylos Balance Anterior C/ Abutment</b>		small / 1.5 / 15° Ø 5.5 / H 6.5 neutral 3102 3030 brak ceny dentine 3102 3330 brak ceny				<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">SynCone® C/</div>	
		small / 3.0 / 15° Ø 5.5 / H 6.5 neutral 3102 3035 brak ceny dentine 3102 3335 brak ceny		<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">Ankylos Titanium Coping for Balance Base Abutment narrow</div>			
small / 1.5 / straight Ø 5.5 / H 6.0 3102 1550 1157		large / 1.5 / 15° Ø 7 / H 7.5 neutral 3102 3070 brak ceny dentine 3102 3370 brak ceny				<b>Ankylos Wax-up Coping for Balance Base Abutment narrow</b>	
		large / 3.0 / 15° Ø 7 / H 7.5 neutral 3102 3075 brak ceny dentine 3102 3375 brak ceny		<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">Ankylos Wax-up Coping for Balance Base Abutment narrow</div>			
		large / 3.0 / 15° Ø 7 / H 7.5 neutral 3102 3075 brak ceny dentine 3102 3375 brak ceny		<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">Abutment Head for Balance Base Abutment C/ angled (as spare part)</div>			
				3104 5332 147		3105 6212 404	
				3105 6216 286		3105 6217 286	
				3105 6218 286		3104 5322 138	
				3102 2570 309		3102 2110 531 3102 2112 600 3102 2114 600 3102 2116 600 3102 2118 600	



















REF	Cena brutto	REF	Cena brutto	REF	Cena brutto	REF	Cena brutto
Gingival height 3.0		<b>Ankylos Matrix for Snap Attachment</b>		<b>Locator® C/</b>		<b>Locator Core Tool</b> 3-piece	
			3102 1312 224				3245 3340 309
A 0	3102 2120 531	<b>Ankylos Silicone Ring</b> (Spare part)		<b>Ankylos Locator Abutment C/</b>		<b>Ankylos Insert for Prosthetic Ratchet for Locator</b>	
A 7.5	3102 2122 600		3102 1313 116				3103 3635 681
A 15	3102 2124 600	<b>Ankylos Laboratory Analog for Abutment with Snap Attachment</b>		GH 2	3102 2610 458	<b>Locator Angle Measurement Guide</b>	
A 22.5	3102 2126 600		3104 5220 133	GH 3	3102 2612 458		3245 3345 124
A 30	3102 2128 600	<b>Prosthetic restorations w/ extremely thin gingiva</b>		GH 4	3102 2614 458	<b>Locator Parallel Post</b> (4 pieces)	
Gingival height 4.5		<b>Ankylos Sulcus Former 0.0</b>		GH 5	3102 2616 458		3245 3346 136
			3102 1451 180	GH 6	3102 2618 458	<b>Standard C/</b>	
A 0	3102 2130 531	<b>Ankylos Central Screw Hex</b>		<b>Locator Replacement Male</b> (4 pieces)		<b>Ankylos Standard C/ Sulcus Former</b>	
A 7.5	3102 2132 600		3102 1431 119				
A 15	3102 2134 600	<b>Ankylos Balance Posterior C/ Abutment</b>		clear, strong	3245 3349 147	a / 1.5 compact	3102 1011 147
A 22.5	3102 2136 600		3102 1445 600	pink, light	3245 3350 147	a / 3.0 compact	3102 1021 147
A 30	3102 2138 600	<b>Ankylos Regular C/X Implant Analog</b>		blue, extra light	3245 3351 147	a / 4.5 compact	3102 1026 147
<b>Ankylos Cover Screw for SynCone C/ Abutment straight 5°</b>			3104 7011 176	extended range:		a / 6.0 compact	3102 1028 147
	3105 6280 131	<b>Ankylos Abutment with Snap Attachment C/</b>		gray, zero	3245 3360 147	b / 1.5 compact	3102 1031 147
<b>Ankylos Taper Cap Degulor® for SynCone 5°</b>				green, strong	3245 3352 147	b / 3.0 compact	3102 1041 147
	3102 2198 531	<b>Ankylos Abutment with Snap Attachment C/</b>		orange, light	3245 3353 147	<b>Standard C/</b>	
	3102 2199 531			red, extra light	3245 3354 147	<b>Ankylos Standard C/ Abutment</b> Straight abutments	
<b>Ankylos Parallel Gauge for SynCone</b>				<b>Locator Impression Coping</b> (4 pieces)			
	3103 3611 183				3245 3355 410	a / 1.5 / 4.0	3102 1050 492
<b>Ankylos Polymerization Sleeve for SynCone</b>				<b>Locator Male Processing Package</b> (Contents: 2 piece each)		a / 1.5 / 6.0	3102 1060 492
	3102 1405 112					a / 3.0 / 4.0	3102 1070 492
<b>Snap Attachment C/</b>				Titanium	3245 3347 410	a / 4.5 / 4.0	3102 1076 492
<b>Ankylos Abutment with Snap Attachment C/</b>				Stainless Steel	3245 3348 410	a / 6.0 / 4.0	3102 1078 492
				<b>Locator Female Analog</b> (4 pieces)		a / 3.0 / 6.0	3102 1080 492
a / 1.5	with matrix 3102 1300 458				D4 3245 3356 410	b / 1.5 / 4.0	3102 1090 492
	w/o matrix 3102 1301 248			<b>Locator Black Processing Replacement Male</b> (4 pieces)		b / 1.5 / 6.0	3102 1100 492
						b / 3.0 / 4.0	3102 1110 492
a / 3.0	with matrix 3102 1310 458			3245 3358 147		b / 3.0 / 6.0	3102 1120 492
	w/o matrix 3102 1311 248			<b>Locator Block-Out Spacer</b> (20 pieces)		<b>Angled abutments</b>	
					3245 3359 147		
a / 4.5	with matrix 3102 1320 458			<b>Locator Processing Spacer</b> (4 pieces)		a / 1.5 / 4.0 15°	3102 1130 580
	w/o matrix 3102 1321 248				3245 3361 198	a / 1.5 / 6.0 15°	3102 1140 580
<b>Ankylos Abutment with Snap Attachment C/</b>				<b>Locator Abutment Holder Sleeve</b> (4 pieces)		a / 3.0 / 4.0 15°	3102 1150 580
					3245 3341 136	a / 3.0 / 6.0 15°	3102 1160 580
				<b>Locator Core Tool</b>		b / 1.5 / 4.0 15°	3102 1170 580
						b / 1.5 / 6.0 15°	3102 1180 580
				<b>Locator Angle Measurement Guide</b>		b / 3.0 / 4.0 15°	3102 1190 580
						b / 3.0 / 6.0 15°	3102 1200 580

REF	Cena brutto	REF	Cena brutto	REF	Cena brutto	REF	Cena brutto
<b>Ankylos Standard TransferCap</b>		<b>Ankylos Standard Wax-up Coping straight &amp; 15°, for single crowns</b> with interior grooves		<b>Impression taking /X</b>		<b>Ankylos Regular C/X Abutment Analog</b>	
				<b>Ankylos /X Transfer Post (PickUp Technique)</b> with screw extension			
a / 1.5 / 4.0 a / 3.0 / 4.0	3104 5011	a / 1.5 / 4.0 a / 3.0 / 4.0	3104 5180	short	3104 7040	A 0	3104 7110
	100		119	long	3104 7042	A 7.5	3104 7111
a / 1.5 / 6.0 a / 3.0 / 6.0	3104 5021	a / 1.5 / 6.0 a / 3.0 / 6.0	3104 5190			A 15	3104 7112
	100		119			A 22.5	3104 7113
b / 1.5 / 4.0 b / 3.0 / 4.0	3104 5031	b / 1.5 / 4.0 b / 3.0 / 4.0	3104 5200				
	100		119	Ankylos PickUp Screw Extension (10 pieces) spare part			
b / 1.5 / 6.0 b / 3.0 / 6.0	3104 5041	b / 1.5 / 6.0 b / 3.0 / 6.0	3104 5210		3104 7048		
	100		119		348	<b>Ankylos Regular /X Abutment</b> Gingival height 0.75	
<b>Ankylos Standard Temporary Cap</b>		<b>Ankylos Standard Wax-up Coping Bridge straight &amp; 15°, for bridges</b> without interior grooves		<b>Ankylos Regular C/X Transfer Post (Repositioning Technique)</b>			
				short	3104 7044	A 0	3102 4110
a / 1.5 / 4.0 a / 3.0 / 4.0	3104 5280	a / 1.5 / 4.0 a / 3.0 / 4.0	3104 5182	long	3104 7046	A 7.5	3102 4111
	107		119			A 15	3102 4112
a / 1.5 / 6.0 a / 3.0 / 6.0	3104 5290	a / 1.5 / 6.0 a / 3.0 / 6.0	3104 5192			A 22.5	3102 4113
	107		119			A 30	3102 4114
b / 1.5 / 4.0 b / 3.0 / 4.0	3104 5300	b / 1.5 / 4.0 b / 3.0 / 4.0	3104 5202		3104 7011	A 37.5	3102 4115
	107		119		176		
b / 1.5 / 6.0 b / 3.0 / 6.0	3104 5310	b / 1.5 / 6.0 b / 3.0 / 6.0	3104 5212	<b>Ankylos Regular C/X Implant Analog A</b>		Gingival height 1.5	
	107		119				
<b>Ankylos Standard Laboratory Analog one piece</b>		<b>Ankylos Fixation Screw Occlusal, short</b>		<b>Regular /X</b>		A 0	
			3105 6022			A 7.5	3102 4120
			101	<b>Ankylos Regular C/X Gingiva Former</b>		A 15	3102 4121
a / 1.5 / 4.0 a / 3.0 / 4.0 straight	3104 5140	<b>Ankylos Retaining Screw Lateral Hexagon M 1 x 0.2</b>				A 22.5	3102 4122
	158		3105 6051			A 30	3102 4123
a / 1.5 / 6.0 a / 3.0 / 6.0 straight	3104 5150		100	GH 0.75	3102 4010		629
	158	<b>Ankylos Sleeve for Retaining Screw Lateral Hexagon</b>		GH 1.5	3102 4012		629
b / 1.5 / 4.0 b / 3.0 / 4.0 straight	3104 5160		3105 6052	GH 3.0	3102 4014		629
	158		100	GH 4.5	3102 4016		629
b / 1.5 / 6.0 b / 3.0 / 6.0 straight	3104 5170	<b>Ankylos Screw for Gold Coping 1.6 mm</b>		<b>Ankylos Regular C/X 3-in-1 Cap</b>		Gingival height 3.0	
	158		3105 6140				
a / 1.5 / 4.0 a / 3.0 / 4.0 15°	3104 5142		100	A 0	3104 7120	A 0	3102 4130
	158	<b>Ankylos Fixation Screw</b>		A 7.5	3104 7121	A 7.5	3102 4131
a / 1.5 / 6.0 a / 3.0 / 6.0 15°	3104 5152		3105 6301	A 15	3104 7122	A 15	3102 4132
	158		74	A 22.5	3104 7123	A 22.5	3102 4133
b / 1.5 / 4.0 b / 3.0 / 4.0 15°	3104 5162	Horizontal Screw Seat for Fixation Screw M 1.4					657
	158		147				657
b / 1.5 / 6.0 b / 3.0 / 6.0 15°	3104 5172		147				657
	158		147				657

REF	Cena brutto	REF	Cena brutto	REF	Cena brutto	REF	Cena brutto
<b>Balance Anterior /X</b>		<b>Surgical instruments</b>		<b>Ankylos Conical Reamers</b>		<b>Ankylos Ratchet Spring</b>	
<b>Ankylos Balance C/ Sulcus Former</b>		<b>Round Drill</b>		 <b>A6.6/A8</b> manual 3103 3185 335 <b>A9.5</b> manual 3103 3188 348 <b>A11</b> manual 3103 3190 348 <b>A14</b> manual 3103 3200 335 <b>A17</b> manual 3103 3202 335		3103 3031 189	
	1.5 small 3102 1510 202		D 1.8 mm 3103 7040 305	<b>A6.6/A8</b> motor 3103 7185 348 <b>A9.5</b> motor 3103 7188 348 <b>A11</b> motor 3103 7190 348 <b>A14</b> motor 3103 7200 348 <b>A17</b> motor 3103 7202 348		<b>Ankylos Open-end Wrench C/X</b>	
	3.0 small 3102 1515 202	<b>Lindemann Drill</b>		 3103 7502 169		<b>Ankylos Ratchet Insert for Motor Instruments</b>	
	1.5 large 3102 1520 202		D 2 mm, L 8 mm 3103 7041 305	<b>Ankylos Ratchet Insert for Manual Instruments</b>		for conical reamers and taps  short, HXSS 3103 7510 473 medium, HXSS 3103 7511 473 long, HXSS 3103 7512 458	
	3.0 large 3102 1525 202		D 2 mm, L 11 mm 3103 7042 305	<b>Ankylos Seating Instrument for C/X Implants</b>		for manual placement  short 3103 3070 353 medium 3103 3080 353 long 3103 3090 353	
<b>Screw for Sulcus Formers</b>		<b>Twist Drill</b>		<b>Ankylos Twist Drill</b>		<b>Ankylos Implant Driver C/X with Screwdriver</b>	
	1.5 3102 1505 124		D 2 mm/S 3103 7043 305	<b>A</b>  S 3103 7052 305  M 3103 7053 305 <b>B</b>  S 3103 7062 305  M 3103 7063 305 <b>C</b>  S 3103 7072 305  M 3103 7073 305 <b>D</b>  S 3103 7082 305  M 3103 7083 305		 short 3103 7531 385 medium 3103 7532 385 long 3103 7533 385	
	3.0 3102 1507 124		D 2 mm/M 3103 7044 305	<b>Ankylos Tap</b>		<b>Ankylos Seating Instrument for C/X Implants</b>	
<b>Ankylos Balance Anterior /X Abutment</b>		<b>Parallel Gauge for Lindemann Drill</b>		<b>A</b> manual 3103 3233 348 <b>C9.5</b> manual 3103 3235 348 <b>C11</b> manual 3103 3238 335 <b>C14</b> manual 3103 3240 335 <b>C17</b> manual 3103 3250 335		 short 3103 7471 411 medium 3103 7472 411 long 3103 7473 411	
	small / 1.5 / straight Ø 5.5 / H 6.0 3102 2710 1157		Ring marking 3103 3025 164	<b>Ankylos Tap</b>		<b>Ankylos Seating Instrument for C/X Implants</b>	
	small / 3.0 / straight Ø 5.5 / H 6.0 3102 2715 1157		for Twist Drill Ring marking 3103 3026 164	<b>A</b> manual 3103 3260 348 motor 3103 7440 410 <b>B</b> manual 3103 3270 335 motor 3103 7450 410 <b>C</b> manual 3103 3280 348 <b>D</b> manual 3103 3285 434		 short, HXSS motor 3103 7541 385 long, HXSS motor 3103 7543 385	
	large / 1.5 / straight Ø 7 / H 7.5 3102 2750 1157	<b>Extension Instrument HXSS</b>		<b>Ankylos Tap</b>		<b>Ankylos PTFE ring (5 pieces)</b>	
	large / 3.0 / straight Ø 7 / H 7.5 3102 2755 1157		3103 7408 570	<b>A</b> manual 3103 3260 348 motor 3103 7440 410 <b>B</b> manual 3103 3270 335 motor 3103 7450 410 <b>C</b> manual 3103 3280 348 <b>D</b> manual 3103 3285 434		3103 7530 93	
	small / 1.5 / 15° Ø 5.5 / H 6.5 3102 2730 1157	<b>Ankylos Twist Drill</b>		<b>Ankylos Tap</b>		<b>Ankylos Handle for Instruments, XL</b>	
	small / 3.0 / 15° Ø 5.5 / H 6.5 3102 2735 1157	<b>A</b>  S 3103 7052 305  M 3103 7053 305 <b>B</b>  S 3103 7062 305  M 3103 7063 305 <b>C</b>  S 3103 7072 305  M 3103 7073 305 <b>D</b>  S 3103 7082 305  M 3103 7083 305		<b>A</b> manual 3103 3260 348 motor 3103 7440 410 <b>B</b> manual 3103 3270 335 motor 3103 7450 410 <b>C</b> manual 3103 3280 348 <b>D</b> manual 3103 3285 434		 3103 3095 326	
	large / 1.5 / 15° Ø 7 / H 7.5 3102 2770 1157	<b>Ankylos TitaniumBase</b>		<b>Ankylos Tap</b>		<b>Ankylos Insertion Handle for C/X Implants, extra long</b>	
	large / 3.0 / 15° Ø 7 / H 7.5 3102 2775 1157	<b>A</b> / X 3102 2646 458 / X high 3102 2656 458		<b>A</b> manual 3103 3260 348 motor 3103 7440 410 <b>B</b> manual 3103 3270 335 motor 3103 7450 410 <b>C</b> manual 3103 3280 348 <b>D</b> manual 3103 3285 434		 3103 7539 326	
<b>TitaniumBase /X</b>		<b>Ankylos ScanBase</b>		<b>Surgical Ratchet with Torque Indication</b>		<b>Ankylos PTFE ring (5 pieces)</b>	
	/ X 3102 2646 458 / X high 3102 2656 458	<b>A</b> / X 3102 2648 192 / X high 3102 2658 192		 3103 7500 1030		3103 7530 93	

REF	Cena brutto	REF	Cena brutto	REF	Cena brutto	REF	Cena brutto
<b>Ankylos Rotary Tissue Punch GS</b>		<b>Sleeve wide for Twist Drill GS</b> (10 pcs.)		<b>Ankylos Sleeve for Implant Driver GS</b> (spare part)		<b>Ankylos Tool Module</b> (empty)	
			3103 7725 681			3103 6560 384	
● for A-implants	3103 7610 364			● for A-implants	3103 7706 183		
● for B-implants	3103 7612 364	<b>Sleeve for Ankylos Tri-Spade Drill GS</b>		● for B-implants	3103 7726 183	<b>Ankylos Tool Module GS</b> (Guided Surgery)	
			3103 7702 681			3103 6582 384	
<b>Ankylos Initial Drill GS</b>		<b>Sleeve narrow for Tri-Spade Drill GS A</b> (10 pcs.)		<b>Ankylos Stabilization Abutment GS</b>		<b>Ankylos Tray Cover</b>	
			3103 7723 681			3103 6551 545	
● for A-implants	3103 7602 364	<b>Sleeve wide for Tri-Spade Drill GS A</b> (10 pcs.)		● for A-implants	3103 7721 218	<b>Ankylos Surgical Kit Tray</b> (empty)	
● for B-implants	3103 7604 364		3103 7703 681	● for B-implants	3103 7722 218	● ● motor AB	3103 6542 2212
		<b>Sleeve wide for Tri-Spade Drill GS B</b> (10 pcs.)		● for B-implants	3103 7722 218	● ● manual ABC	3103 6540 950
<b>Ankylos Twist Drill GS, Ø 2 mm</b>			3103 7703 681	<b>Ankylos Positioning Aid</b>		● ● ExpertEase	3103 6531 384
		<b>Ankylos Conical Reamer GS</b>				<b>Ankylos Washtray</b>	
8	3103 7621 364			● for A-implants	3104 5801 364		
9.5	3103 7622 364	● for implants A8 / A9.5	3103 7651 364	● for B-implants	3103 5802 364		3103 6600 21736
11	3103 7623 364	● for implants A11 / A14	3103 7653 364	<b>Surgical kits and Washtray</b>			
14	3103 7624 364						
<b>Ankylos Tri-Spade Drill GS</b>				<b>Ankylos Surgical Kit</b>		<b>Ankylos Washtray Sterilization Container</b>	
● A 8	3103 7631 486						
● A 9.5	3103 7632 486	● for implants B8 / B9.5	3103 7661 364	● ● motor AB	3103 6523 14869		3103 6602 1085
● A 11	3103 7633 486	● for implants B11 / B14	3103 7663 364	● ● manual AB	3103 6513 11449	<b>Ankylos Washtray Overlay</b>	
● A 14	3103 7634 486			● ● manual ABC	3103 6503 13531	3103 6601 321	
● B 8	3103 7641 486	<b>Ankylos Tap GS</b>		<b>ExpertEase (Guided Surgery)</b>		<b>Reusable Filter for Washtray Sterilization Container</b> (2 pcs.)	
● B 9.5	3103 7642 486			● ● motor AB	3103 6530 15787	3107 1003 435	
● B 11	3103 7643 486	● A 8	3103 7671 426	<b>Ankylos Drill Module</b>		<b>Instrument Holder for ISO shank</b> (5 pcs.)	
● B 14	3103 7644 486	● A 9.5	3103 7672 426	● motor A	3103 6573 183	3107 1004 543	
		● A 11	3103 7673 426	● motor B	3103 6574 183	<b>Instrument Holder for Ratchet Insert</b> (5 pcs.)	
		● A 14	3103 7674 426	● manual A	3103 6561 183	3107 1006 543	
<b>Sleeve for Ankylos Drill GS</b>				● manual B	3103 6562 183		
<b>Sleeve narrow GS Set</b>		● B 8	3103 7681 426	● manual C	3103 6563 186		
● for A-implants		● B 9.5	3103 7682 426	● manual D	3103 6564 183		
		● B 11	3103 7683 426	GS 2.0 (Guided Surgery)			
Contents: 1 piece each		● B 14	3103 7684 426	● GS A (Guided Surgery)	3103 6583 183		
3103 7701		<b>Ankylos Implant Drivers for Guided Surgery (GS)</b>		● GS B (Guided Surgery)	3103 6584 183		
3103 7702							
		● for A-implants					
		short, narrow	3103 7690 364				
Contents: 1 piece each		long, narrow	3103 7692 364				
							
		● for B-implants					
		short, wide	3103 7691 364				
3103 7725		long, wide	3103 7693 364				
3103 7723							
3103 7703							
<b>Sleeve narrow for Twist Drill GS</b> (10 pcs.)							
	3103 7701 681						



REF	Cena brutto	REF	Cena brutto	REF	Cena brutto	REF	Cena brutto			
<b>Surgical Units</b>		<b>Additional surgical instruments</b>		<b>Ankylos Surgery Tray BoneCondenser bayonet complete</b>		<b>Ankylos Trial Abutment Tray Standard Abutments (with 64 trial abutments)</b>				
<b>Implant Unit 1000</b>		<b>Ankylos Surgery Tray Sinus Lift Instruments complete</b>		3103 6325	3618					
						3104 5500	1763			
SI-1023, 230V w. cord 26278	18304	3103 6350	4895	<b>Ankylos BoneCondenser Position Marker</b>		<b>Ankylos Trial Abutment single abutments in a set of 4</b>				
SI-1023, 230V cordless 26281	19777			straight	3103 4350	461	Trial Abutment a / 1.5 / 4.0 red			
<b>Motor EM-19 LC</b>		<b>Ankylos Sinus Lift Elevators</b>		bayonet	3103 4352	555	straight	3104 5550	211	
							15°	3104 5630	211	
26392	6733	Elevator 01	3103 4510	326	<b>Pilot BoneCondenser</b>		<b>Ankylos Trial Abutment Trial Abutment a / 1.5 / 6.0 yellow</b>			
<b>Foot Control S-NW, cordless</b>		Elevator 02	3103 4520	326	straight	3103 4360	452	straight	3104 5560	211
		Elevator 03	3103 4530	326	bayonet	3103 4362	544	15°	3104 5640	211
26393	3915	Membrane-Elevator small	3103 4540	326	<b>BoneCondenser</b>		<b>Ankylos Trial Abutment Trial Abutment a / 3.0 / 4.0 red</b>			
<b>Contra-angle</b>		Membrane-Elevator large	3103 4550	326	<b>A-implants</b>			straight	3104 5570	211
		Membrane-Elevator small, double curved	3103 4560	326	straight	3103 4370	452	15°	3104 5650	211
WS-75 L	26394	26392	6733	326	bayonet	3103 4372	544	<b>Ankylos Trial Abutment Trial Abutment a / 3.0 / 6.0 yellow</b>		
<b>Handpiece</b>		Dental Chisel	3103 4570	217	<b>C-implants</b>			straight	3104 5570	211
		Surgical Hammer for Sinus Lift	3103 4580	1327	straight	3103 4390	452	15°	3104 5650	211
S-11 L Straight	26395				bayonet	3103 4392	544	<b>Ankylos Trial Abutment Trial Abutment b / 1.5 / 4.0 blue</b>		
26395	4799	<b>Ankylos Surgery Tray BoneExpander complete</b>			<b>Ankylos Unscrew Instrument for Cover Screws</b>			straight	3104 5590	211
<b>Implant Unit 900</b>								15°	3104 5670	211
					short	3103 3434	107	<b>Ankylos Trial Abutment Trial Abutment a / 1.5 / 6.0 green</b>		
SI-923, 230V	26264				long	3103 3435	107	straight	3104 5600	211
<b>Contra-angle</b>					<b>Ankylos Handle for Screwdriver</b>			15°	3104 5680	211
								<b>Ankylos Trial Abutment Trial Abutment a / 3.0 / 4.0 blue</b>		
WI-75 E/KM	26273				Standard Ø 7 mm	3103 3410	138	straight	3104 5610	211
					Standard Ø 12 mm	3103 3415	186	15°	3104 5690	211
WS-75	26268				<b>ATP Punch</b>			<b>Ankylos Trial Abutment Trial Abutment a / 3.0 / 6.0 green</b>		
								straight	3104 5620	211
WS-75 L G	26269				3103 4090	885		15°	3104 5700	211
<b>Handpiece</b>					<b>Sleeve for ATP Punch</b>			<b>Prosthetic instruments</b>		
								<b>Ankylos Prosthetic Tray mini</b>		
S-11 Straight	26270				3103 4091	272				
S-9 Angled	26271				<b>Trial abutments</b>			3103 6165 1466		
					<b>Ankylos Laboratory Trial Abutment Tray Balance Posterior (with 60 trial abutments)</b>			<b>Ankylos Prosthetic Tray</b>		
										
					3104 5710	1763		3103 6120 5251		



REF Cena brutto

**Torque Wrench EV**



25774 1221

**Torque Wrench EV**



Restorative Driver Handle  
25776 208

**Acuris™  
Laboratory components**

**Conometric Analog**

(2 pieces)



Ø 3.3 3104 7210 194  
Ø 4.5 3107 2020 194

**Conometric Lab Cap**

(2 pieces)



Ø 3.3, single tooth 3107 2121  
Ø 4.5, single tooth 3107 2123

**Conometric Final Cap TiN**

(2 pieces)



Ø 3.3, single tooth 3107 2301  
Ø 4.5, single tooth 3107 2303

**Acuris™  
Abutment**

**Conometric Abutment  
C/ Ø 3.3 mm Straight**



Gingival height 1.5 mm 3102 3410  
Gingival height 3.0 mm 3102 3420  
Gingival height 4.5 mm 3102 3430

**Conometric Abutment  
C/ Ø 3.3 mm Angled 15°**



Gingival height 1.5 mm 3102 3412  
Gingival height 3.0 mm 3102 3422  
Gingival height 4.0 mm 3102 3432

**Conometric Abutment  
C/ Ø 4.5 mm Straight**



Gingival height 1.5 mm 3102 3450  
Gingival height 3.0 mm 3102 3460  
Gingival height 4.5 mm 3102 3470

**Conometric Abutment  
C/ Ø 3.3 mm Angled 15°**



Gingival height 1.5 mm 3102 3452  
Gingival height 3.0 mm 3102 3462  
Gingival height 4.5 mm 3102 3472

**The WeldOne®  
concept**

**WeldOne Welding Unit**



3247 4710

**Titanium Wire  
D 1.2 / L 100 Grade 2  
(10 pcs)**



3247 3012

**Titanium Wire  
D 1.5 / L 150 Grade 2  
(10 pcs)**



3247 3013

**Titanium Wire  
D 2.0 / L 150 Grade 2  
(10 pcs)**



3247 3014

**Ankylos Welding Cap  
for Standard Abutment**




a / 4.0 3105 6091 352  
a / 4.0 lateral screw 3105 6092 352  
a / 6.0 3105 6093 352  
a / 6.0 lateral screw 3105 6094 352



b / 4.0 3105 6095 352  
b / 4.0 lateral screw 3105 6096 352  
b / 6.0 3105 6097 352  
b / 6.0 lateral screw 3105 6098 352

**Ankylos Parallel Gauge  
for Standard Abutment**



a / 4.0 3103 3605 193  
a / 6.0 3103 3606 193  
b / 4.0 3103 3607 193  
b / 6.0 3103 3608 193

**Ankylos Welding Sleeve  
for BalanceBase  
Abutment narrow  
(incl. retaining screw)**



3105 6219 352

**Ankylos Temporary  
Welding Abutment  
(incl. retaining screw)**



GH 1.5 3102 2661 259  
GH 3.0 3102 2662 259  
GH 4.5 3102 2663 259

**Ankylos Welding Cap  
for SynCone 5°**



3105 6085 477

**Atlantis**

**Atlantis Abutment**



**Atlantis Abutment  
Goldshaded Ti**  
35503S



**Atlantis  
CustomBase Ti**  
35091ST



**Atlantis  
Abutment Zr**  
35501S

**Atlantis Hybrid Ti**



36452-2

**Atlantis Bar Ti**



36302-2

**Atlantis Bridge CoCr**



36406-2

**Atlantis 2in1 Hybrid Ti**



36352-4

**Atlantis FLO**



294

**Atlantis® Angulated Screw  
Access Screwdriver**



18 mm 36030 322

**Simplant**

**Simplant SAFE Guide**



1 implant 37501 1047  
2 & 3 implants 37502 & 37503 1440  
≥4 implants 37504 to 37516 1833

### Informacje:

- Cennik ważny od 01.05.2023 (obowiązuje dla zamówień złożonych po tym terminie) do czasu wydania nowego cennika
- Przedstawione ceny brutto podane są w polskich złotych
- Dentsply Sirona nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w cenniku
- Dane techniczne zawarte w cenniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji produktów
- Zdjęcia nie przedstawiają produktów w skali

### Informacja o Dentsply Sirona Implants

W skład oferty Dentsply Sirona Implants wchodzi kompleksowe rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach leczenia implantoprotetycznego, m.in. linie implantów Ankylos®, Astra Tech Implant System®, Xive® i PrimeTaper™, technologie cyfrowe, takie jak wykonane techniką CAD/CAM łączniki indywidualne oraz suprastruktury Atlantis® i rozwiązania chirurgii sterowanej komputerowo SIMPLANT®, rozwiązania do odbudowy tkanek twardych i miękkich Symbios®, OSSIX®, a także programy rozwoju zawodowego i biznesowego STEPPS™. Rozwiązania Dentsply Sirona Implants przeznaczone są dla wszystkich specjalistów biorących udział we wszystkich etapach leczenia implantoprotetycznego oraz pozwalają uzyskać przewidywalne i długotrwałe wyniki leczenia, co ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia pacjentów.

### Informacja o Dentsply Sirona

Dentsply Sirona to największy na świecie producent profesjonalnych produktów i technologii stomatologicznych o 130-letniej historii innowacji i usług dla sektora stomatologicznego i pacjentów na całym świecie. Dentsply Sirona opracowuje, wytwarza i wprowadza na rynek kompleksowe rozwiązania, w tym produkty stomatologiczne, produkty wspierające zdrowie i higienę jamy ustnej, jak również inne eksploatacyjne wyroby medyczne w ramach silnego portfolio marek światowej klasy. Produkty Dentsply Sirona, producenta rozwiązań stomatologicznych (The Dental Solutions Company™), to innowacyjne, skuteczne rozwiązania wysokiej jakości, których zadaniem jest rozwój opieki nad pacjentem oraz lepsze, bezpieczniejsze i szybsze leczenie stomatologiczne. Główna siedziba firmy Dentsply Sirona znajduje się w miejscowości Charlotte w Karolinie Północnej, a jej siedziba międzynarodowa w Salzburgu w Austrii. Akcje firmy są notowane na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych NASDAQ pod symbolem XRAY.

Więcej informacji o firmie Dentsply Sirona i jej produktach można znaleźć na stronie [www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com).