



Update-Beschreibung

inLab CAM SW 22.5.0



Dieses Dokument beschreibt Änderungen und Verbesserungen gegenüber der Vorgängerversion inLab CAM 22.4.0

Mai 2024


Allgemein

Neue Funktionen

Neues Werkzeug „T-Bar definieren“

Ein neues Werkzeug ist verfügbar, mit dem Stützstreben hinzugefügt werden können um Druck Designs mit Verzugsneigung zu verstärken. Die Stützstreben können manuell hinzugefügt, entfernt oder manipuliert werden.

Für Prothesenbasen und Anproben, werden die Stützstreben automatisch vorgeschlagen.



Neue Materialien

Dentsply Sirona

- Multi-job Option verfügbar für SpeedFire

Kuraray Noritake

- Neues Material „Katana Zr ONE SPEED“
- Neue Farben für e.cax ZirCAD Prime

Neue Gerätesoftware

Primemill

- Synchronisation der Firmware version mit CEREC 5.2.10

SpeedFire

- Synchronisation der Firmware version mit CEREC 5.2.10

Primeprint

- Bugfixes and Verbesserungen

Qualitätsverbesserung und Stabilität

Mit dieser Software Version, wurden mehrere Verbesserungen vorgenommen und bekannte Softwarefehler behoben. Wir empfehlen, immer die neueste Softwareversion zu verwenden.