

デンツプライ注射針

歯科用局所麻酔剤に適した専用の歯科用注射針





ゲージ(G)	27G	30G	31G	33G
外径(mm)	0.40mm	0.30mm	0.28mm	0.26mm
長さ(mm)	30mm / 21mm	25mm / 21mm	15mm / 12mm	14mm / 12mm

キシロカイン、 シタネスト-オクタプレシンによる 多様な処置に対応


4ゲージ8アイテムの最適なラインナップとねじ・
ロック式注射器に幅広く対応します。



半回転で
簡単装着！

特殊刃面設計と 独自のシリコン処理により、 刺入時の患者様の痛みを低減

刃面を3段階にカットしたランセット加工により、
刺入抵抗を大幅に低減し、シリコンの塗布技
術により、組織との
接触面の抵抗を低下
させることで、患者様
の痛みを軽減します。



アイテム	注射針のサイズ			包装	品番	標準価格(円)	備考
	ゲージ(G)	外径(mm)	長さ(mm)				
33G エクストラショート	33G	0.26mm	12mm	100本	N18000003401N	2,830	管理医療機器 歯科用注射針
33G スーパーショート			14mm		N18000003308N		
31G エクストラショート	31G	0.28mm	12mm		N18000003402N		
31G スーパーショート			15mm		N18000003063N		
30G ショート	30G	0.30mm	21mm		N18000003056N		
30G ロング			25mm		N18000003032N		
27G ショート	27G	0.40mm	21mm		N18000003049N		
27G ロング			30mm		N18000003025N		

販売名：歯科用デンツプライ注射針 医療機器認証番号：225AIBZX00001000

関連製品 ロック・ネジ式注射針に対応した注射器

製品名	包装	品番	標準価格(円)	備考
カートリッジ注射器II型	1本	N18000003162	10,280	一般医療機器 歯科麻酔用注射筒



医療機器届出番号：20B1X00005000011

*表示価格は、2022年10月現在の標準価格で消費税は含まれません。 *仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社 / 〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル5階

カスタマーサービス

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

☎ 0120-789-123 FAX:0120-120-659

www.dentsplysirona.com

202210_PRE-010