



Soothe-Guard Air® Lead-Free X-Ray Aprons

X線防護用エプロン

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY

 Dentsply
Sirona

不要な放射線被ばくから患者さんを守るために

- 鉛フリーでありながら、鉛等量 0.35mmPbの遮蔽能力
- デンタル用 & パノラマ用の全4種類のラインナップ
- マグネットによる固定 (デンタル用のみ)
- カラーバリエーションは最大3種類 ※規格により選べる色に限りがあります



ライトブルー




ロイヤルブルー



サンド



大人用カラー付き



子供用カラー付き



大人用パノデュアル



子供用パノデュアル

タイプ	サイズ		色	品番	重量 (Kg)	固定方法	標準価格 (円)
レギュラー カラー付	大人	縦800 × 横600	ライトブルー	861905001	2.7	マグネット	41,530
			サンド	862105001			
			ロイヤルブルー	862205001			
	子供	縦600 × 横450	ライトブルー	861904701	1.5		
サンド			862104701				
パノデュアル	大人	縦800 × 横600	ライトブルー	861905400	4.2	マジック テープ	51,910
			ロイヤルブルー	862205400			
	子供	縦600 × 横450	サンド	862105500	2.4		

*販売名:スーズガードエア 一般的名称:放射線防護用前掛 医療機器届出番号:13B1X10236Y00290 クラス分類:クラスI(一般医療機器)
 *表示価格は、2022年10月現在の標準価格で消費税は含まれません。
 *仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル

カスタマーサービス

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

☎ 0120-461-868 FAX:0120-120-659

www.dentsplysirona.com