



シユアスマイル製品特長

S 選べる トリムライン

SureSmile アライナーは、審美性と把持力を考慮して、上下顎・ステージごとにカスタマイズ可能なトリムラインを2種類ご提供しています。

ストレートトリムラインは、歯肉まで覆うことで歯への保持力を高め、歯頸部付近にも力が伝達されることで、歯の三次元的な動きの予測実現性向上が期待できます。

スカラップトリムラインは、ストレートトリムラインに比べて歯の保持力は弱いものの弾性力が高いため、重度叢生の初期段階においては着脱が容易となります。



S CBCT 連携

SureSmileは、CTデータのマッチング技術を2008年から先駆けて導入しています。CBCTとのデータ重ね合わせにより、顎骨内に歯根が正確に収まっている状態を確認できるため、精密な診断と治療計画を可能にします。

この技術により、安全性が高まり治療結果の予測精度が向上。患者様にさらなる安心感を提供する、次世代のデジタル矯正治療をサポートします。

S VPro 振動型アライナーフィッティング装置

SureSmile VProは、患者さんがアライナーを正しく適合させるため、自宅でご使用いただく振動型アライナーフィッティング装置です。

アメリカ発、120Hz高周波の
アライナー
フィッティング装置「VPro」




患者向け使用ガイドを
ご用意しております。



84%の使用患者がVProを勧めると回答

あなたはVProをおすすめしますか？



“ 高周波の振動でフィッティングを促すことによって、マウスピース本来の矯正力が発揮されます。これにより治療計画の予測実現性が向上し、追加マウスピースの数を減らすことが期待できます。 ”



※コンプリートパッケージには、VProを含む上の患者キットが含まれます。

SureSmile
サポートダイヤル

0120-141-431

電話受付 9:00~18:00 (月~金/祝日除く)

※着信専用のため回線混雑時は改めておかけ直しをお願いいたします。

メール (24時間受付)

japan-suresmile-cis-support
@dentsplysirona.com



シユアスマイルは、シンプルで分かりやすい2種類の価格パッケージを用意しております。



シユアスマイル価格パッケージ(標準価格)

3年プラン
おすすめ

パッケージ	アライナー1枚ごとに注文できる セレクト Select	3年間アライナー枚数とリファインメントが無制限 コンプリート Complete
アライナー	1枚(片顎) 4,000円(税抜) <small>税込価格 4,400円</small>	1症例 135,000円(税抜) <small>税込価格 148,500円</small>
治療プランニング料	33,000円(税抜) <small>税込価格 36,300円</small>	33,000円(税抜) <small>税込価格 36,300円</small>
<small>オプション</small> CBCT 連携	1回 11,000円(税抜) <small>税込価格 12,100円</small>	1回 11,000円(税抜) <small>税込価格 12,100円</small>
リファインメント (リスタート)	1枚(片顎) 4,000円(税抜) <small>税込価格 4,400円</small> 再プランニング料 13,000円(税抜) <small>税込価格 14,300円</small>	無制限 (有効期限:3年)
交換用アライナー (破損・紛失時)	1枚(片顎) 4,000円(税抜) <small>税込価格 4,400円</small>	パッケージ初期費用に含まれる
患者キット	アライナー洗浄剤、チューイー、アライナー保管ケース ※VProは含まれません。 <small>VProオプション価格(アライナー注文と同時に購入の際):30,000円(税抜)</small>	アライナー洗浄剤、チューイー、アライナー保管ケース、 VPro(振動型フィッティング装置) が含まれます。
キャンセル料 / 手数料	無し ※承認後のキャンセルや払い戻しはできません。	

<small>オプション</small> リテーナー 	シユアスマイルアライナーで治療中の患者さん向け	1枚(片顎) 5,000円(税抜) <small>税込価格 5,500円</small>
	単品でのご注文の場合	1枚(片顎) 5,000円(税抜) <small>税込価格 5,500円</small> 3Dモデル製作料 4,000円(税抜) <small>税込価格 4,400円</small>

▶ リテーナーは、Essix Plus素材で作成された保定用装置です。上下顎それぞれ一度に最大5セットまでご注文いただけます。(片顎でも発注可能)



ソフトウェア登録(新規)

シユアスマイルを初めてご利用の場合はソフトウェア登録が必要です。

SureSmileAligner ソフトウェア登録料	1アカウント 198,000円(税抜) <small>税込価格 217,800円</small>	新規特典 <ul style="list-style-type: none">新規アカウント登録 ・トレーニング患者様へのコンサルテーションキット : 患者説明用模型、患者用リーフレット、ポスターコンプリート(アライナー) 50% ディスカウントクーポン 3枚 ※バウチャー/クーポンの有効期限は、発行後6か月です。
-------------------------------	--	--

※製品価格および情報は、2024年8月現在のものです。予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

※ご不明な点等がございましたら、シユアスマイルサポートダイヤル ☎0120-141-431までお問い合わせください。(電話受付 09:00-18:00 月-金/祝日を除く)