

품목신고번호	서울수신 01-751호
품목명	의료용치석제거기
모델명	제조사 표시사항 참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY LLC (미국)
사용목적	치아의 치석 등을 제거할 목적으로 사용하는 기기
중량 또는 포장단위	제조원 포장단위
사용방법 치석 및 착색된 물질을 직접 팁의 끝 부분을 이용하여 제거한다.	
사용 시 주의사항 가. 사용 후 보관방법 Autoclave에서 180°C이하로 멸균하여 보관한다. 나. 사용 시 주의사항 (1) 무리한 힘을 가하지 말 것 (2) 치아의 결대로 상, 하로 움직여 치석 제거하여 줄 것	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	고온 다습한 곳을 피하고 상온보관
제조번호	제조원 표시사항 참조
제조연월	제조원 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	