

품목신고번호	서울수신 06-737 호
품목명	의료용스프레더
모델명	제조사 표시사항 참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
사용목적	거타퍼차 포인트를 충전하거나, 충전재(Paste)를 치근관내 도포
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
사용방법:	알맞은 크기의 제품을 선택하여 거타퍼차를 충전하거나 충전재(paste)를 치근관내 도포한다.
사용 시 주의사항:	무리한 힘을 가하지 말 것
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	Autoclave 에서 180°C 이하로 멸균하여 상온에서 보관한다.
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 의료기기임</b>	