

품목신고번호	서울수신 10-2744 호
품목명	근관치료용페이퍼포인트
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조사(제조국)	DENTSPLY Dental(TianJin) Co. Ltd (중국)
제조의뢰자(제조의뢰국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
사용목적	치근관의 건조에 사용하는 재료
중량 또는 포장단위	EA
사용방법 가. 사용 전 준비사항 - 사용하기 전에 제품의 청결상태를 확인한다. - 제품의 파손여부를 확인한다. 나. 사용방법 알맞은 크기를 선택하여 사용한다. 다. 사용 후 보관 및 관리방법 - 고온다습한 장소를 피하고 5~25°C 온도에서 실온 보관한다.	
사용 시 주의사항 - 포장에 손상된 제품은 사용하지 말아야 한다. - 사용된 제품은 폐기하고 재사용해서는 안 된다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	고온다습한 장소를 피하고 5~25°C 온도에서 실온 보관한다.
유효기간	제조일로부터 5년
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 일회용의료기기이므로 재사용금지	