

품목허가번호	서울 수신 13-3007 호
품목명	치과용색조가이드
모델명	모델명 개별기재
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조사(제조국)	Sirona Dental Systems GmbH(독일)
사용목적	보철물의 색조를 결정하기 위하여 사용하는 색조결표
포장단위	제조원 포장단위에 따름
사용방법 가. 사용전 준비사항 1. 빛이 환한 곳에 환자를 앉힌다. 나. 사용방법 또는 조작방법 1. 해당 치아에 색조가이드를 대고 가장 비슷한 색상을 선택한다. 다. 사용 후 보관 및 관리방법 1. 색조가이드의 표면이 손상되지 않도록 보관한다.	
사용시주의사항 1. 색조가이드의 표면이 손상되지 않도록 한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	본 의료기기는 특별한 저장조건이 요구되지 않는다.
제조번호	제조원 표시사항 참조
제조연월	제조원 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	