

품목신고번호	서울수신 98-1275 호
품목명	의료용스프레더
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
사용목적	거타퍼차를 효과적으로 충전할 수 있고 paste 를 손쉽게 치근관 내에 도포할 수 있다.
중량 또는 포장단위	4 개 / 1 box, 12box / 1 Container
사용방법 1. 사용방법 알맞은 크기의 제품을 선택하여 거타퍼차를 충전한다. 2. 사용 후 보관방법 Autoclave 에서 180°C 이하로 멸균 소독하여 보관한다.	
사용 시 주의사항 무리한 힘을 가하지 말 것.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	실온보관
유효기간	반영구
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	