

품목신고번호	서울수신 98-1276호
품목명	의료용천자기
모델명	제품 전면 참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
사용목적	근관 치료시에 근관의 넓이를 넓히는데 사용
중량 또는 포장단위	6개/1box, 12box /1 Container
사용방법	알맞은 크기를 선택하여 핸드피스에 연결하거나, 손으로 원하는 크기로 치근관을 넓혀준다.
사용 시 주의사항	무리한 힘을 가하지 말 것. 사용 후 보관방법 Autoclave에서 180°C이하로 멸균 소독하여 보관한다.
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	실온보관
유효기간	반영구
제조번호	LOT번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 의료기기임</b>	