

품목신고번호	서울수신 98-796호
품목명	근관치료용페이퍼포인트
모델명	Absorbent Paper Points
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Dental(TianJin) Co., Ltd. (중국)
사용목적	근관 건조에 사용
중량 또는 포장단위	180개 (30points x 6)
사용방법	(1) 사용 전 준비사항 근관을 형성한다. (2) 사용방법 알맞은 크기의 페이퍼 포인트를 준비한다. 형성된 근관의 타액, 혈흔 등을 흡수, 건조시킨다.
사용 시 주의사항	재생하여 사용하지 않는다.
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	공기나 열에 노출되지 않게 건냉소나 냉장고에 보관한다.
유효기간	제조일로부터 4년
제조번호	LOT번호 참조
제조연월, 사용기한	제조자 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	