



Solution Atlantis® CustomBase

Pourquoi se contenter
d'une solution
standard ?

 Dentsply
Sirona
Implants

Placement de la jonction physique entre le pilier et la couronne, en tenant compte des principes biologiques

Conception sur mesure du corps et de la hauteur du pilier pour une rétention et une embase personnalisée


Profil d'émergence personnalisé pour une meilleure gestion des tissus mous¹

30°

Positionnement adapté du puits d'accès aux vis pour un résultat esthétique, fonctionnel de qualité et pour une facilité de mise en place

Nouveau !

Le puits d'accès aux vis angulé permet un positionnement adapté de l'accès aux vis.²



Une embase en titane préfabriquée assure une rétention et un soutien de la couronne minimaux

Solution Atlantis CustomBase conçue avec le profil d'émergence et la conception sur mesure du corps et de la hauteur du pilier, pour une rétention élevée et un soutien personnalisé de la couronne.

1. Kerstein RB, Castellucci F, Osorio J. Ideal gingival form with computer-generated permanent healing abutments. *Compend Contin Educ Dent* 2000;21(10):793-7, 800-1
2. Actuellement disponible pour l'Astra Tech Implant System, OsseoSpeed EV uniquement.

Au-delà des embases titane

La solution Atlantis CustomBase pour les restaurations unitaires transvissées sur mesure assure une base solide pour des résultats prévisibles.³

Une ou deux hauteurs gingivales et une seule émergence prothétique de pilier ne peut pas convenir pour tous vos cas cliniques.

La solution Atlantis CustomBase est désormais disponible avec un puits d'accès aux vis angulé. Nous pouvons ainsi positionner de manière précise l'accès aux vis pour une mise en place simple et pour un résultat fonctionnel et esthétique



51 

Les solutions Atlantis sont couvertes par une garantie complète. Dentsply Sirona couvre le pilier, la couronne et l'implant.⁴

51 études cliniques publiées présentant le succès des piliers Atlantis sur différentes plateformes implantaires.



3. Apicella D, Veltri M, Chieffi N, et al. Implant adaptation of stock abutments versus cad/cam abutments: A radiographic and scanning electron microscopy study. *Annali di Stomatologia* 2010;1(3-4):9-13.

4. Soumis aux conditions générales de la garantie des piliers Atlantis.

À propos de Dentsply Sirona

Dentsply Sirona est un expert mondial de produits et de technologies dentaires pour les professionnels, avec 130 années d'expérience et d'innovation au service de l'industrie dentaire et des patients. Dentsply Sirona développe, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions, allant des produits dentaires et de santé bucco-dentaire, aux dispositifs médicaux consommables, sous diverses marques de renommée mondiale.

Sous la marque The Dental Solutions Company™ (Le partenaire de toutes vos solutions dentaires), les produits Dentsply Sirona représentent des solutions de haute qualité efficaces et innovantes contribuant à l'amélioration des soins dentaires, grâce à une dentisterie plus sûre et plus rapide. Dentsply Sirona a son siège mondial à York, en Pennsylvanie, et son siège international à Salzburg, en Autriche. L'entreprise est cotée à la Bourse américaine du NASDAQ sous l'abréviation XRAY.

Consultez le site www.dentsplysirona.com/fr-fr pour en savoir plus sur Dentsply Sirona et ses produits.

Dentsply Sirona France

Immeuble Le Colbert - 7 ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex
N° Service Clients : 01 30 97 66 00 - Fax Service Clients : 01 30 97 65 82
Email : ServiceClient-DI@dentsplysirona.com

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Le partenaire de toutes vos solutions dentaires