

Marktübersicht

Wasseraufbereitungssysteme

	NitraDem Direct Connect 2	Destillo 2	MELAdem 40	Multidem C27
Hersteller	Dentsply Sirona	Aquadent	MELAG	W&H
Durchflussleistung [l/h]	42	50	120	60
Reinwasserqualität [μ S/cm]	0-3	0,1-20	1-5	0,1-20
Elektrischer Anschluss	100 V-240 V 50-60 Hz	220 V 50 Hz	n.a. n.a.	n.a. n.a.
Maße (H x B x T) [cm]	26,5 x 30 x 12	\varnothing 11,5 x 54	35 x 32 x 15	47,6 x 12,4 x 12,3
Gewicht [kg]	7,3	2,5	2,4	3,9
Kapazität / 10° dH / [Liter]	255 (Mini) / 510 (Long-Life)	320	210	375
Leitwertmessung	ja	ja	nein	nein
EN 1717 konform z.B. für DAC Premium	ja	nein	ja	ja
EN 1717 konform z.B. für DAC Universal	ja	nein	nein	nein

Zur Erfüllung der Norm DIN EN 1717 beachten Sie bitte auch die Konformitätserklärungen der Hersteller. Informationen lt. Herstellerangaben (Februar 2019)

Wasseraufbereitungssystem	Ref.
NitraDem Direct Connect 2, inkl. Installationskit, NitraDem Mini Filter, Kontrollpanel	66 93 233

Zubehör und Filter	Ref.
Wasserpistole	62 59 084
NitraDem Mini Filter	66 93 209
NitraDem Long-Life Filter	66 93 217